



# Dataloggers Steril Disk



## Características principales

- **Monitorización de temperaturas durante la esterilización y pasteurización.**
- **Validación de autoclaves, incubadoras y esterilizadores.**
- **Monitorización de temperaturas para la producción de alimentos enlatados.**
- Calidad alimentaria y resistente al agua.
- Cálculo automático de la FO y valores Z y N.
- Los dataloggers no necesitan abrirse para la conexión al PC, hasta encajarlos en la base de conexión USB (cat nº D-5090-0800)
- Certificables ENAC bajo demanda
- Fácil exportación de datos a hoja Excel.
- Varias curvas se pueden mostrar en un solo gráfico.

## Características técnicas

SERIE AUTOCLAVE	
Steril Disk	
Escala °C	-20...140
Precisión (25°...140°C)	± 0.2°C
Resolución	± 0.01°C
Estanqueidad	IP68
Presión máx.	10 bar
Memoria	20.200
Intervalo de medida ajust.	1 seg / 1h
Vida media de la batería	Aprox. 2 años
Dimensiones mm	Ø 36 x 18
Peso	80 g
Caja	Acero inox AISI 316 L
Base conexión + cable USB	No incluido (necesario para la conexión a PC)
Software SPD	Incluido, descargable en <a href="http://www.labprocess.es">www.labprocess.es</a>
Software CFR21	Opcional



NOTA: Por debajo de -20°C la vida de la batería se reduce drásticamente.

## Cómo pedirlo

Cat nº	Descripción
DS-800	Dataloggers para autoclave Steril Disk