



# Baño de ultrasonidos analógico AU-65



## Características Principales

- Con control de calefacción hasta 80 °C.
- Construidos en acero inoxidable 304.
- Con control analógico de temperatura.
- Temporizador y control de potencia.



## Características técnicas

SERIE ANALÓGICA AU	
AU-65	
Capacidad (litros)	6.5
Temperatura máx °C	80
Potencia de calefacción	200 W
Tiempo (mín)	1 a 30 / ∞
Frecuencia de ultrasonido (kHz)	40
Potencia	180 W
nº de transductores	3
Válvula de vaciado	No
Tamaño del tanque (mm) (Largo x Fondo x Alto)	300 x 150 x 150
Tamaño externo (mm) (Largo x Fondo x Alto)	325 x 175 x 305
Peso	5,40 kg



## Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-AU65	Baño de ultrasonidos analógico AU-65