



# Balanza BL 2002 BASIC



- **Resolución: 0.01 g.**
- **Capacidad: 2000 g.**
- **Batería recargable.**
- Indicador de estabilidad.
- Plato de acero inoxidable.
- Función de contado de piezas.



## Características técnicas



SERIE TÉCNICA	
BL 2002 BASIC	
Capacidad	2000 g
Peso Mín.	0.1 g
Resolución	0.01 g
Repetitividad	0.02 g
Linealidad	± 0.03 g
Dimensiones plato	160 x 120 mm
Dimensiones balanza	220 x 220 mm
Peso	2 kg
Alimentación	Alimentador + batería recargable

## Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-BL2002B	Balanza técnica BL2002 BASIC capacidad 2Kg y resolución 0.01g. Con batería recargable. Calibración externa.

# Balanza BL 2002 BASIC

