



Balanza BL 3001



Características principal

- **Resolución: 0.1 g**
- **Capacidad: 3000 g**
- **Batería recargable.**
- **Incluyen pesa de 100 o 1000g clase M1.**
- Indicador de capacidad y calibración.
- Se suministra con pesa de calibración.



Características técnicas



SERIE TÉCNICA	
BL 3001	
Capacidad	3000 g
Peso Mín.	2 g
Resolución	0.1 g
Repetitividad	0.1 g
Linealidad	± 0.2 g
Tiempo de estabilidad	3 seg
Dimensiones plato (Largo x Fondo)	148 x 188 mm
Dimensiones balanza (Largo x Fondo x Alto)	218 x 292 x 80 mm
Peso	2.8 Kg
Comunicación	RS232 impresora
Alimentación	Alimentador 220V + batería recargable

Como pedirlo

Cat nº

Descripción

G-BL3001

Balanza técnica BL3001 capacidad 3Kg y resolución 0.1g. Con batería recargable.