



Balanza BL 6001



Características principales

- **Resolución: 0.1 g**
- **Capacidad: 6000 g**
- **Batería recargable.**
- **Incluyen pesa de 100 o 1000g clase M1.**
- Indicador de capacidad y calibración.
- Se suministra con pesa de calibración clase M1.



Características técnicas

SERIE TÉCNICA	
BL 6001	
Capacidad	6000 g
Peso Mín.	1 g
Resolución	0.1 g
Repetitividad	0.1 g
Linealidad	± 0.2 g
Tiempo de estabilidad	3 seg
Dimensiones plato	188 x 148 mm
Dimensiones balanza (Largo x Fondo x Alto)	292 x 218 x 80
Peso	2.8 Kg
Comunicación	RS232 impresora
Alimentación	Alimentador + batería recargable



Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-BL6001	Balanza técnica BL6001 capacidad 6Kg y resolución 0.1g. Con batería recargable.