



# Analizador de humedad BM 113



- **Resolución: 0.001 g.**
- **Capacidad: 110 g.**
- Lámpara halógena 400W.
- Memoria interna para secuencias automáticas de 15 programas de secado.
- 3 métodos de secado: suave - estándar - rápido.
- 3 criterios de desactivación: Manual - Automático - Sincronizado
- Se suministra con 50 platos para muestras de Ø 90mm (base del plato Ø 80mm).
- Se suministra con pesa de calibración externa.



Pantalla



## Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-BM113	Analizador de humedad BM113 capacidad 110g y resolución 0.001g, programable y con 3 métodos de secado. Con pesa de calibración



## Características técnicas

ANALIZADOR DE HUMEDAD	
BM 113	
Capacidad	110 g
División	0.001 g
Repetitividad	0.15%
Peso mínimo	0.008 g
Peso mínimo de ensayo	1 g
Intervalo de tiempo	1-99 min (pasos de 1 min)
Rango de temperatura	40 - 199 ° C
Control de tiempo	Timer - Auto - Manual
Control de calefacción	Rápido - Estándar - Suave
Calibración	Externa
Diámetro del plato	Ø 90 mm
Lámpara halógena de lámpara	400W
Memoria	15 programas
Puerto serie de comunicación	RS-232
Dimensiones (Largo x Fondo x Alto)	340 x 200 x 180 mm
Peso	9 Kg
Alimentación	220 V - 50Hz