

Refractómetro DBR 95

Características principales

- Refractómetro digital de sobremesa
- Pantalla retroiluminada
- Compensación automática de temperatura
- Autocalibración con H₂O
- Alarma programable
- En pantalla %Brix, índice de refracción y °C
- USB para conectar software, gratis



Características técnicas

Refractómetro	
DBR 95	
Unidad de medida	Brix, IR, Temperatura
Escala de medida	Brix: 0.0...95.0% IR: 1.3330...1.5318 Temperatura: 0.0...40.0°C
Resolución	Brix: 0.10% IR: 0.0001 Temperatura: 0.1°C
Precisión	Brix: ±0.3% IR: ±0.0002 Temperatura: ± 0.3°C
Batería	Fuente de alimentación con batería recargable de 9 V
Dimensiones	180 x 100 x 55 mm
Peso	365 g (sin batería)

Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-DBR95	Refractómetro digital multi-escala para, 0.0...95.0% Brix, IR 1.3333...1.5318nD, Temperatura 0.0...40.0°C. Incluye alimentador y manual español.