



# Baño de ultrasonidos digital DU-65



## Características principales

- Con control de calefacción hasta 80 °C.
- Construidos en acero inoxidable 304.
- Pueden utilizarse como baños de agua con precisión de temperatura de  $\pm 3^{\circ}\text{C}$ .
- Con control e indicación de temperatura digital, e independiente.
- Temporizador y control de potencia.



## Características técnicas

SERIE DIGITAL DU	
DU-65	
Capacidad (litros)	6.5
Temperatura máx °C	80
Potencia de calefacción	200 W
Tiempo (mín)	1 a 99
Control de potencia %	20 a 100 % pasos del 20 %
Frecuencia de ultrasonido (kHz)	40
Potencia	180 W
nº de transductores	3
Válvula de vaciado	No
Dimensiones del tanque (mm) (Largo x Fondo x Alto)	300 x 150 x 150
Dimensiones externas (mm) (Largo x Fondo x Alto)	325 x 175 x 305
Peso	5,40 kg



## Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-DU65	Baño de ultrasonidos digital DU-65