



TESTER PHT 1



Características principales

- **Con sensor no reemplazable.**
- Con información de patrones calibrados.
- Protección IP67.
- Compensación automática de temperatura a 25°C.
- Calibración a 1 o 2 puntos.
- Larga vida de funcionamiento, con pilas estándar 4 x 1.5 V, compatible con pilas recargables.

Características técnicas

Parámetros	PHT 1
pH escala	pH
pH escala	0...14
Resolución / Precisión	0.1 / ± 0.1
Puntos de calibración	1...2
Tampones reconocidos	3 tampones USA
Indicación tampones calibrados	Si
Indicación de estabilidad de medida	Si
Alarma del estado de electrodo	Si
°C escala	No en pantalla
Auto apagado	a los 8 min.
Pantalla	LCD
Protección IP	IP 67
Alimentación	2 x 1.5V batería AAA
Vida de las baterías	> 300 horas
Dimensiones / Peso	40 x 200 mm 105 g



VERSIONES

Cat nº	Descripción
G-PHT1	Tester PHT1 con sensor no recambiable, con maleta y disoluciones de pH.
G-PHT1ECO	Tester PHT1 con sensor no recambiable, sin maleta, ni disoluciones.