



Agitadores ARGOLAB MIX



Características principales

- Agitador vortex para probetas.
- Adecuado para operaciones “al toque” y continua.
- Amplia escala de velocidades, de 0 a 2500 giros al minuto y regulación en continuo.
- Cuerpo robusto.
- Pies de silicona y base de acero para una gran estabilidad.
- Motor excéntrico con engranajes sin aceite.



Características técnicas

SERIE VORTEX	
ARGOLAB MIX	
Alimentación	220V – 50/60Hz
Potencia	60W
Tipo de movimiento	Orbital
Desplazamiento máximo	4 mm
Velocidad de agitación	0... 2.500 rpm
Indicación de velocidad	Analógica, en continuo
Modo de funcionamiento	Al contacto y en continuo
Dimensiones (mm) (<i>Largo x Fondo x Alto</i>)	127 x 160 x 130 mm
Temperatura de uso	5...40 °C
Humedad máx. de uso	80%
Protección IP	IP21 (sec. DIN EN60529)
Regulación del tiempo	1 min ... 20 horas o continuo
Peso	3.5 kg

Como pedirlo

Cat nº

Descripción

G-VORTEX

Agitador vortex para probetas ARGOLAB MIX. Velocidad de 0...2.500 rpm.