



Baño de agua WB 22



Características principales

- Desde +5°C de temperatura ambiente hasta 100°C para maximizar las aplicaciones.
- Los modelos PUMP con bomba de recirculación, aseguran una distribución más rápida y más uniforme de la temperatura.



Características técnicas

SERIE WB	
WB 22	
Volumen útil	22 litros
Temperatura máx. / Resolución	+ 100 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 37 °C	± 0.5 °C
Estabilidad de la temperatura a 37 °C	± 0.1 °C
Bomba de recirculación	No
Temporizador	99:59 hh:min y continuo
Protección de sobrecalentamiento	Si
Seguridad clase	2
Alimentación	230 V / 1100 W
Dimensiones externas (mm) (Largo x Fondo x Alto)	680 x 365 x 285
Dimensiones internas (mm) (Largo x Alto)	500 x 295
Peso	18 kg



Programador digital

Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-WB22	Baño de agua WB 22