



Balanza BL 2002



Características principales

- **Resolución: 0.01 g**
- **Capacidad: 2000 g**
- **Batería recargable.**
- Indicador de capacidad y calibración.
- Se suministra con pesa de calibración clase M1.
- Incluye funda.



Calibración externa



Salida RS-232



Alimentador



Porcentaje



Cuenta piezas



Batería recargable



Características técnicas

SERIE TÉCNICA	
BL 2002	
Capacidad	2000 g
Peso Mín.	0.1 g
Resolución	0.01 g
Repetitividad	0.01 g
Linealidad	± 0,02 g
Tiempo de estabilidad	3 seg
Dimensiones plato	188 x 148 mm
Dimensiones balanza (Largo x Fondo x Alto)	292 x 218 x 80
Peso	2.8 Kg
Comunicación	RS232 impresora
Alimentación	Alimentador + batería recargable



Como pedirlo

Cat nº

Descripción

G-BL2002

Balanza técnica BL2002 capacidad 2Kg y resolución 0.01g. Con batería recargable.