



Balanza BL 602



Características principales

- **Resolución: 0.01 g**
- **Capacidad: 600 g**
- **Batería recargable.**
- **Incluyen pesa de 100 o 1000g clase M1.**
- Indicador de capacidad y calibración.
- Se suministra con pesa de calibración.

Calibración
externaSalida
RS-232

Alimentador



Porcentaje

Cuenta
piezasBatería
recargable

Características técnicas

SERIE TÉCNICA	
BL 602	
Capacidad	600 g
Peso Mín.	0.01 g
Resolución	0.01 g
Repetitividad	0.01 g
Linealidad	± 0,03 g
Tiempo de estabilidad	3 seg
Dimensiones plato	Ø 118 mm
Dimensiones balanza (Largo x Fondo x Alto)	292 x 218 x 227
Peso	3.1 Kg
Comunicación	RS232 impresora
Alimentación	Alimentador + batería recargable



Como pedirlo

Cat nº

Descripción

G-BL602

Balanza técnica BL602 capacidad 600g y resolución 0.01g. Con batería recargable.