



# Estufa de aire forzado TCF 200 PLUS



## Características principales

- Incluye certificado de calibración a 150°C trazable ENAC.
- Clase de Seguridad 3.1 con dispositivo independiente electromecánico incluido en el precio.
- Bajo consumo eléctrico.
- Pantalla LCD retroiluminada con teclas.
- Programador de rampas de temperatura y ventilador.
- Velocidad de ventilación ajustable y programable según necesidad del usuario.
- Salida de humos trasera de 32mm, y orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX 304.
- Posibilidad de validación IQ/OQ.



## Características técnicas

AIRE FORZADO	
TCF 200 PLUS	
Volumen	200 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 300 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 2 %
Variación a 150°C	± 0.4°C
Tiempo de calentamiento a 150°C	30 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	3:1
Estantes incluidos / máximo	3 / 9
Distancia útil entre estantes	50 mm
Carga máxima por estante (kg)	20kg
Alimentación / potencia	230 V / 2400 W
Dimensiones externas (Largo x Fondo x Alto)	945 x 755 x 870 mm
Dimensiones internas (Largo x Fondo x Alto)	645 x 495 x 650 mm
Peso	103 kg



Programador digital

## Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-TCF200	Estufa de aire forzado TCF200 PLUS, de 200 litros, rango de +5°C T ambiente hasta 300°C / 0.1°C. Controlador digital con 7 programas x 10 pasos. Seguridad 3.1, 2 estantes incluidos. Certificado trazable a 150°C