



Estufa de convección natural TCN50 PLUS



Características principales

- Incluye certificado de calibración a 150°C trazable ENAC.
- Clase de Seguridad 3.1 con dispositivo independiente electromecánico incluido en el precio.
- Bajo consumo eléctrico.
- Pantalla LCD retroiluminada con teclas.
- Programador de rampas de temperatura.
- Salida de humos trasera de 38mm, y orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX 304.
- Posibilidad de validación IQ/OQ.



Características técnicas

CONVECCIÓN NATURAL	
TCN 50 PLUS	
Volumen	50 litros
Temp. Máx. / Resolución	+ 300 / 0.1 °C
Homogeneidad de la temperatura a 150°C	± 3.5 °C
Variación a 150°C	± 0.5°C
Tiempo de calentamiento a 150°C	16 min.
Temporizador	99:59 hh:min y continuo
Seguridad clase	3:1
Estantes incluidos / máximo	2 / 5
Distancia útil entre estantes	50 mm
Carga máxima por estante (kg)	15 kg
Alimentación / potencia	230 V / 1000 W
Dimensiones externas (Largo x Fondo x Alto)	690 x 470 x 635 mm
Dimensiones internas (Largo x Fondo x Alto)	400 x 330 x 420 mm
Peso	53 kg



Programador digital

Como pedirlo

Cat nº	Descripción
G-TCN50	Estufa de convección natural TCN50 PLUS, de 50 litros, rango de +5°C T ambiente hasta 300°C / 0.1°C. Controlador digital con 7 programas x 10 pasos. Seguridad 3.1, 2 estantes incluidos. Certificado trazable a 150°C.