

FICHA TÉCNICA

Probetas pie pentagonal. Graduadas en color azul

códigos 192562, 192563, 192564, 192565, 192566, 192567

código	descripción	capacidad (ml)	diámetro (mm)	altura (mm)	graduaciones (ml)	cantidad caja	peso caja (kg)	volumen caja (m ³)
192562	PP	50	25,5	199	10	30	1,15	0,011
192563	PP	100	30,5	249	10	30	1,33	0,021
192564	PP	250	41,5	315	20	12	1,50	0,014
192565	PP	500	55	361	50	12	2,50	0,028
192566	PP	1000	66	439	100	6	2,15	0,029
192567	PP	2000	84	531	200	6	3,25	0,048



USO - DESCRIPCIÓN

Probetas en polipropileno graduadas con escala serigrafiada en color azul, de fácil lectura.

Cumplen con las normas ISO 6706

Son resistentes a la esterilización por vapor a 121°C durante 20 minutos, soportando una carga térmica en trabajo continuo de 100°C, manteniendo la tolerancia después de autoclavarlas repetidamente.

Tienen ausencia total de menisco y sus graduaciones son permanentes.

Su base pentagonal les asegura una gran estabilidad y en caso de caída evita que giren sobre sí mismas.

Productos elaborados con materiales aptos para uso alimentario.

REALIZADO

Joan Ibáñez
Departamento de Marketing

VERIFICADO

Anna Mir
Dirección Técnica, Desarrollo y Calidad

APROBADO

Mónica Torras
Dirección Comercial