

Reactivo líquido Cloro Libre DPD 0,00 a 2,50 mg/ L (5,00 mg/ L) 300 test



Botellas de reactivo líquido de Cloro Libre DPD para uso en fotómetros y minifotómetros.

- Para realizar 300 test de cloro libre
- Conservar en ambiente seco
- Disponible reactivo polvo de cloro libre

Referencia: HI93701-F

Formato	botellas cuentagotas
Rango	0.00 a 5.00 mg/L de Cl ₂
Cantidad	300 test
Método	Adaptación del método 330.5 de USEPA y del Método estándar 4500-Cl G.