

# Frigoríficos ventilados y combi para laboratorio

## Mediline



Control electrónico  
**COMFORT**



Termostato  
de seguridad



+3°C/+16°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mod. LKv 5710

- Control electrónico COMFORT:
  - Display digital 0,1°C.
  - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
  - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
  - Indicador de servicio.
  - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Ruedas en dotación.

#### Mod. LCv 4010:

- Combinado refrigerador-congelador.
- Dispone de dos circuitos de refrigeración con regulación separada y ofrece así la máxima estabilidad y constancia de la temperatura.
- Congelador con refrigeración estática (-9°C a -30°C).
- Doble cerradura (refrigerador y congelador).



Incorpora  
5 estantes con  
capacidad de  
carga hasta 60Kg

LKv 5710  
REFRIGERADOR  
LABORATORIO



LCv 4010  
COMBI LABORATORIO

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)
LKV 5710	540	751 x 750 x 1.844	634 x 538 x 1.500	1,2	Blanco	Incluida	1,5
LCv 4010	Refrig.	240	440 x 441 x 1.105	1,8	Blanco	Incluida	1,5
	Cong.	105	433 x 433 x 597				