

Frigoríficos ventilados

Mediline



+3°C/+16°C

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mod. LKUv y LKv

- Control electrónico COMFORT:
 - Display digital 0,1°C.
 - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
 - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
 - Indicador de servicio.
 - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Puerta de cierre automático por debajo de 30°C.
- Sin CFC - Refrigerante R-600a.
- Con cerradura.



LKv 3913
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKUv 1610
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKv 3910
REFRIGERADOR
LABORATORIO



LKUv 1613
REFRIGERADOR
LABORATORIO

Terminación 13

Puerta de cristal e iluminación LED interior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/ puerta	Cerradura	Potencia (A)
LKUv 1610	133	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	0,7	Blanco	Incluida	1,0
13 LKUv 1613	132	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	1,0	Blanco / Cristal	Incluida	1,0
LKv 3910	333	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	0,8	Blanco	Incluida	1,5
13 LKv 3913	332	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	1,3	Blanco / Cristal	Incluida	1,5