

# Frigoríficos ventilados

## Mediline



+3°C/+16°C

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Mod. LKUv y LKv

- Control electrónico COMFORT:
  - Display digital 0,1°C.
  - Alarma apertura de puerta (retardo 1 minuto).
  - Alarma de temperatura (se activa con variación de 1°C de la temperatura marcada).
  - Indicador de servicio.
  - Funciones HACCP, registro de las tres últimas alarmas.
- Termostatos de seguridad, previene que la temperatura descienda por debajo de 2°C.
- Contacto flotante (libre de tensión).
- Conector RS485.
- Paso para sonda externa (PT 100).
- Puerta de cierre automático por debajo de 30°C.
- Sin CFC - Refrigerante R-600a.
- Con cerradura.



**LKv 3913**  
REFRIGERADOR  
LABORATORIO



**LKUv 1610**  
REFRIGERADOR  
LABORATORIO



**LKv 3910**  
REFRIGERADOR  
LABORATORIO



**LKUv 1613**  
REFRIGERADOR  
LABORATORIO

#### Terminación

Puerta de cristal e iluminación LED interior.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Cap. útil (litros)	Dimensiones ext. (mm) (an./fondo/alt.)	Dimensiones int. (mm) (an./fondo/alt.)	Consumo energ. (KWh/24h)	Color carrocería/puerta	Cerradura	Potencia (A)
<b>LKUv 1610</b>	133	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	0,7	Blanco	Incluida	1,0
<b>LKUv 1613</b>	132	601 x 618 x 820	440 x 435 x 670	1,0	Blanco / Cristal	Incluida	1,0
<b>LKv 3910</b>	333	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	0,8	Blanco	Incluida	1,5
<b>LKv 3913</b>	332	601 x 618 x 1.840	440 x 435 x 1.635	1,3	Blanco / Cristal	Incluida	1,5