

DIGESTIÓN...

EXTRACTOR, equipo para análisis de carnes



Para la digestión de carnes según el método oficial mencionado anteriormente, consta de un agitador magnético con regulación de velocidad y temperatura, precisión de $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$, indicador digital de temperatura, sonda Pt100 con soporte, soporte-pie con barra, aros y pinzas, depósito decantador, tamiz filtrante, depósito graduado de recogida, vaso contenedor de muestras, cubeta 180 x 40mm para recogida final, 1 frasco de reactivo, cinco dosis de 10 gramos de pepsina probeta y jeringa dosificadora
Código 1.9806.00

Bandeja de acero inoxidable para 50 muestras, asas retráctiles y gradilla extraíble para limpieza. Recomendada para separar las muestras
Código 1.9808.50



TRIQUINOSCOPIO PROYECTOR

Triquinoscopio de proyección para la detección de triquinas según las indicaciones de la Orden M.P. del 17 Enero 1996 y Diario Oficial de la Comunidad Europea de Diciembre del 2005.



- ◆ Pantalla de alta transmisión 60x60 cm. Sistema de enfoque con anillo helicoidal
- ◆ Lámpara halógena de 12V 100W con espejo reflector dicróico para iluminación uniforme
- ◆ Regulador electrónico de la intensidad lumínica
- ◆ Escala de reproducción 40X y 80X para casos dudosos, con objetivo plano F= 1.4
- ◆ Refrigeración por ventilación forzada
- ◆ Provisto de diafragma iris manual
- ◆ Desplazamiento unidireccional de la cubeta portamuestras para observación sistemática
- ◆ Dimensiones: Triquinoscopio 80 x 60 x 65cm. Mesa: 70 x 65 x 82cm. Peso: 42Kg
- ◆ Funcionamiento: 230V 50/60Hz

1.9808.00	Extractor D-75A, completo según descripción
1.9807.00	Extractor D-75B, como el D-75A pero sin dosificador automático, con jeringa dosificadora
1.9806.00	Extractor, equipo completo según descripción
8.9812.00	Balanza digital. Capacidad 500 gr. Precisión 0,1 gramos. Tara
1.9808.50	Bandeja de acero inoxidable con asas retráctiles para 50 muestras
1.9808.16	Cubeta acrílica de recogida 180x40mm
1.9808.14	Depósito decantador 2 L, llave teflón.
1.9808.15	Depósito recogida, tubo graduado 40ml, llave teflón
8.0019.00	Estereomicroscopio binocular 40-80 aumentos, con iluminación. Ver sección microscopios
2.7040.01	Formol, 1 L
1.9808.19	Imán samario teflonado
1.9808.17	Pepsina NF 1:1000, 50 x 10gramos
1.9808.31	Pepsina NF 1:10000, 1Kg
8.9816.00	Picadora de carne Braun
1.9808.40	Reactivo 1 L. (Ácido Clorhídrico 25%)
1.9808.13	Tamiz filtrante acero inoxidable
8.0031.01	Triquinoscopio proyector 60x60cm, escala 40x y 80x. Lámpara halógena 100W
1.9808.12	Vaso contenedor muestra 3L



Cubeta



Balanza

DOSIFICADORES, ver Bombas Peristáltica