

ESPECTROFOTÓMETROS...

Modelo UV 6900 Doble Haz

Código	Descripción
6.6900.00*	Espectrofotómetro de Doble Haz . Modelo UV 6900 con software, cable USB, porta-cubetas doble de 10mm, 4 cubetas vidrio 10mm, 2 cubetas cuarzo 10mm. Ancho de banda seleccionable 0,5 / 1,0 / 2,0 / 4,0

Accesorios para Espectrofotómetros de la serie 3000, 4000 y 6000

Código	Artículos
6.3200.01	Porta Cubeta 1x10mm paso de luz
6.3200.02	Porta Cubetas 4x10mm paso de luz
6.3200.03	Porta Cubetas 4x50mm paso de luz
6.3200.04	Porta Cubetas 4x100mm paso de luz
6.6900.01	Porta Cubetas 8x10mm paso de luz, automatizado, solo para modelos 4600 y 6900
6.3200.04	Porta Cubeta 1x10mm paso de luz para circulación de agua
6.3200.05	Porta Micro Cubetas ajustable
6.3200.06	Porta Films transparentes
6.3200.07	Porta Tubo hasta 20mm Ø
6.3200.08	Sistema Peltier 15°C a 65°C
6.3200.09	Sistema Sipper, continuo, tiempo de 1 a 255s
6.3200.10	Sistema Peltier / Sipper, combinado
6.6900.07*	Impresora para datos
8.9749.00*	Ordenador PC con monitor TFT 19"



Cubetas y recambios para Espectrofotómetros de la serie 2900, 3000, 4000 y 6000

Código	Artículos
6.3200.11	Cubeta con tapa, vidrio, 1,7ml, 5mm paso de luz, 4u
6.6900.05	Cubeta con tapa, vidrio, 3,5ml, 10mm paso de luz, 4u
3.3200.12	Cubeta con tapa, vidrio, 7ml, 20mm paso de luz, 4u
6.3200.13	Cubeta con tapa, vidrio, 10,5ml, 30mm paso de luz, 4u
6.3200.15	Cubeta con tapa, vidrio, 17,5ml, 50mm paso de luz, 4u
6.3200.16	Cubeta con tapa, vidrio, 35ml, 100mm paso de luz, 4u
6.4000.01	Cubeta con tapa, cuarzo, 1,7ml, 5mm paso de luz, 2u
6.6900.06	Cubeta con tapa, cuarzo, 3,5ml, 10mm paso de luz, 2u
6.4000.02	Cubeta con tapa, cuarzo, 7ml, 20mm paso de luz, 2u
6.4000.03	Cubeta con tapa, cuarzo, 10,5ml, 30mm paso de luz, 2u
6.4000.05	Cubeta con tapa, cuarzo, 17,5ml, 50mm paso de luz, 2u
6.4000.06	Cubeta con tapa, cuarzo, 35ml, 100mm paso de luz, 2u
6.4000.07	Micro Cubeta, cuarzo, 12,5*12,5*45*, 100µl, 2u
6.4000.08	Micro Cubeta, cuarzo, 12,5*12,5*45*, 200µl, 2u
6.4000.10	Micro Cubeta, cuarzo, 12,5*12,5*45*, 700µl, 2u
6.6900.03	Lámpara halógena para visible
6.6900.04	Lámpara Deuterio ultravioleta para modelo UV4000
6.6900.08	Lámpara Deuterio ultravioleta para todos los modelos, excepto UV4000

