

### GENERAL INFORMATION

**Product name :** Activated carbon paper filter

**Description :** Activated carbon paper used to dispose benzene, toluene, xylene, ethylbenzene or other small organic molecules. Commonly used in water filtration and odor removal. Available in flat disks

### TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
ACAF-070-100	70	disk	100
ACAF-090-100	90	disk	100
ACAF-110-100	110	disk	100
ACAF-125-100	125	disk	100
ACAF-150-100	150	disk	100

### PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,098	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,168	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,086	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,237	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,414	48232000	08434868002241

### PRODUCT PHOTO



### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Papel con carbón activo

**Descripción :** Papel de filtro con carbón activo utilizado para la eliminación de benceno, tolueno, xileno, etilbenceno y otras moléculas orgánicas pequeñas. Particularmente indicado para filtración de agua y eliminación de olores. Disponible en discos

### DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
ACAF-070-100	70	discos	100
ACAF-090-100	90	discos	100
ACAF-110-100	110	discos	100
ACAF-125-100	125	discos	100
ACAF-150-100	150	discos	100

### EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,098	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,168	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,086	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,237	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,414	48232000	08434868002241

### FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Papier charbon actif**

**Description :** Papier charbon actif utilisé pour l'élimination du benzène, toluène, xylène, éthyle-benzène et d'autres petites molécules organiques. Particulièrement indiqué pour la filtration d'eau et l'élimination des odeurs. Disponible en disques plats

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
ACAF-070-100	70	plat	100
ACAF-090-100	90	plat	100
ACAF-110-100	110	plat	100
ACAF-125-100	125	plat	100
ACAF-150-100	150	plat	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,098	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,168	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,086	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,237	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,414	48232000	08434868002241

## PHOTO PRODUIT



### INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Carta da filtro ai carboni attivi

**Descrizione :** Carta da filtro ai carboni attivi utilizzata per eliminare benzene, toluene, xilene, etilbenzene e altre piccole molecole organiche. Particolarmente indicata per la filtrazione di acqua e l'eliminazione di odori.  
Disponibile in filtri standard

### DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
ACAF-070-100	70	standard	100
ACAF-090-100	90	standard	100
ACAF-110-100	110	standard	100
ACAF-125-100	125	standard	100
ACAF-150-100	150	standard	100

### IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
ACAF-070-100	0,48	0,098	48232000	08434868002203
ACAF-090-100	0,96525	0,168	48232000	08434868002210
ACAF-110-100	0,1	0,086	48232000	08434868002227
ACAF-125-100	0,72075	0,237	48232000	08434868002234
ACAF-150-100	2,812	0,414	48232000	08434868002241

### FOTO DEL PRODOTTO

