

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Burette clamps**Description :** Available in polypropylene and painted aluminium


## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
BCFP-001-001	made in polypropylene for 1 burette	1
BCFP-002-001	made in polypropylene for 2 burettes	1
BCFS-002-001	made in painted aluminium for 2 burettes	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Soporte para buretas**Descripción :** Disponible en polipropileno y en aluminio pintado

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
BCFP-001-001	de polipropileno para 1 bureta	1
BCFP-002-001	de polipropileno para 2 buretas	1
BCFS-002-001	de aluminio pintado para 2 buretas	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pince pour burette****Description :** Disponible en polypropylène ou aluminium peint


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
BCFP-001-001	en polypropylène, pour 1 burette	1
BCFP-002-001	en polypropylène, pour 2 burettes	1
BCFS-002-001	en aluminium, pour 2 burettes	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polypropylène**

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Supporto per burette**Descrizione :** Disponibile in polipropilene e in alluminio verniciato


## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
BCFP-001-001	in polipropilene per 1 buretta	1
BCFP-002-001	in polipropilene per 2 burette	1
BCFS-002-001	in alluminio verniciato per 2 burette	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BCFP-001-001	0,468	0,045	39233010	08434868004719
BCFP-002-001	0,897	0,07	39233010	08434868004726
BCFS-002-001	4,68	0,22	82032000	08434868004733

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE Polipropilene**

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.