

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Esferas (perlas) de vidrio****Descripción :** Para controlar la ebullición y otros usos en el laboratorio

Esterilizable en autoclave a 121°

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tolerancia (mm)	[uds / kg]	[kg / l]	envase	unidades por ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

## FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

**Product name : Glass beads****Description :** For boiling control and other laboratory uses

Autoclavability

## TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	accuracy (mm)	[pcs / kg]	[kg / l]	package	pcs/pack
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

## PRODUCT PHOTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Bille de verre****Description :** Pour contrôler l'ébullition et d'autres utilisations en laboratoire

Autoclavable

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	tolérance (mm)	[unités / kg]	[kg / l]	conditionnement	unités par ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Sfere (palline) in vetro****Descrizione :** Per controllare l'ebollizione e altri usi di laboratorio

Autoclavabile

## DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tolleranza (mm)	[pz / kg]	[kg / l]	confezione	unità per ref.
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

## FOTO DEL PRODOTTO



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Glaskugeln (Perlen)****Beschreibung :** Für die Siedekontrolle und andere Verwendungen in Laboratorien.

Sterilisierbar mittels Autoklav bei 121°

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Ø(mm)	Toleranz (mm)	[St. / kg]	[kg / l]	Verpackung	Stückzahlpro Artikel
BEAD-002-1K0	2	± 0,2	95493	1,550	1 kg	1
BEAD-004-1K0	4	± 0,3	11937	1,565	1 kg	1
BEAD-006-1K0	6	± 0,3	3537	1,540	1 kg	1
BEAD-008-1K0	8	± 0,4	1492	1,505	1 kg	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BEAD-002-1K0	0,8	1	70179000	08434868004979
BEAD-004-1K0	0,8	1	70179000	08434868004993
BEAD-006-1K0	0,8	1	70179000	08434868005013
BEAD-008-1K0	0,8	1	70179000	08434868005037

## PRODUKTFOTO

