

## GENERAL INFORMATION

**Product name : Büchner funnel with sintered disc**

**Description :** Made of top quality 3.3 borosilicate glass. They should be used with a filtering flask with standard ground mouth reference FFK3. Each funnel has a sintered disc with a different porosity grade: 90-150  $\mu$ m (porosity 1), 40-90  $\mu$ m (porosity 2), 15-40  $\mu$ m (porosity 3), 5-15  $\mu$ m (porosity 4)

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	joint ST/NS	type	pcs/pack
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosity 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosity 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosity 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosity 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosity 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosity 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosity 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosity 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosity 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosity 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosity 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosity 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosity 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosity 4	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461

BFU3-20C-001

2,65

0,28

70172000

08434868006447

BFU3-20D-001

1,728

0,24

70172000

08434868006454

PRODUCT PHOTO



INSULAB SL

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto : Embudo Büchner esmerilado con placa filtrante****Descripción :** Fabricada en vidrio borosilicato 3.3 de calidad superior. Para ser empleados en combinación con los matraces Kitasatos esmerilados FFK3. Cada embudo contiene una placa filtrante con la porosidad siguiente: 90 - 150  $\mu$ m (porosidad 1), 40 - 90  $\mu$ m (porosidad 2), 15 - 40  $\mu$ m (porosidad 3), 5 - 15  $\mu$ m (porosidad 4)**DATOS TÉCNICOS**

referencia	capacidad	Ø(mm)	esmerilado	tipo	unidades por ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosidad 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosidad 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosidad 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosidad 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosidad 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosidad 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosidad 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosidad 4	1

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461

BFU3-20C-001

2,65

0,28

70172000

08434868006447

BFU3-20D-001

1,728

0,24

70172000

08434868006454

FOTO DEL PRODUCTO



INSULAB SL

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Entonnoir filtrant rodé**

**Description :** Fabriquée en verre borosilicaté 3.3 de qualité supérieure. Pour être utilisé en combinaison avec les fioles à vide rodées (FFK3). Chaque entonnoir contient une plaque filtrante avec la porosité suivante : 90 - 150  $\mu$ m (porosité 1), 40 - 90  $\mu$ m (porosité 2), 15 - 40  $\mu$ m (porosité 3), 5 - 15  $\mu$ m (porosité 4)

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	rodage	type	unités par ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosité 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosité 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosité 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosité 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosité 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosité 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosité 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosité 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosité 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosité 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosité 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosité 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosité 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosité 4	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461

BFU3-20C-001

2,65

0,28

70172000

08434868006447

BFU3-20D-001

1,728

0,24

70172000

08434868006454

PHOTO PRODUIT



INSULAB SL

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Imbuto Büchner smerigliato con piastra filtrante****Descrizione :** Realizzato in vetro borosilicato 3.3 di qualità superiore. Da utilizzare in combinazione con le beute da vuoto smerigliate FFK3. Ogni imbuto contiene una piastra filtrante con la seguente porosità: 90-150 ?m (porosità 1), 40-90 ?m (porosità 2), 15-40 ?m (porosità 3), 5-15 ?m (porosità 4)

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	smerigliato	tipo	unità per ref.
BFU3-A35-001	35 ml	30	19/26	porosità 1	1
BFU3-B35-001	35 ml	30	19/26	porosità 2	1
BFU3-C35-001	35 ml	30	19/26	porosità 3	1
BFU3-D35-001	35 ml	30	19/26	porosità 4	1
BFU3-A80-001	80 ml	40	29/32	porosità 1	1
BFU3-B80-001	80 ml	40	29/32	porosità 2	1
BFU3-C81-001	80 ml	40	19/26	porosità 3	1
BFU3-C80-001	80 ml	40	29/32	porosità 3	1
BFU3-D80-001	80 ml	40	29/32	porosità 4	1
BFU3-20A-001	200 ml	65	29/32	porosità 1	1
BFU3-20B-001	200 ml	65	29/32	porosità 2	1
BFU3-21C-001	200 ml	65	19/26	porosità 3	1
BFU3-20C-001	200 ml	65	29/32	porosità 3	1
BFU3-20D-001	200 ml	65	29/32	porosità 4	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BFU3-A35-001	0,7394	0,082	70172000	08434868006485
BFU3-B35-001	0,7394	0,086	70172000	08434868006508
BFU3-C35-001	0,648	0,085	70172000	08434868006522
BFU3-D35-001	0,735	0,085	70172000	08434868006553
BFU3-A80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006492
BFU3-B80-001	0,98	0,136	70172000	08434868006515
BFU3-C81-001	0,98	0,125	70172000	08434868006546
BFU3-C80-001	0,98	0,138	70172000	08434868006539
BFU3-D80-001	0,98	0,135	70172000	08434868006560
BFU3-20A-001	1,9784	0,25	70172000	08434868006423
BFU3-20B-001	2,6	0,275	70172000	08434868006430
BFU3-21C-001	0,01	0,001	70172000	08434868006461

BFU3-20C-001

2,65

0,28

70172000

08434868006447

BFU3-20D-001

1,728

0,24

70172000

08434868006454

FOTO DEL PRODOTTO



INSULAB SL