

GENERAL INFORMATION

Product name : Bow shape tongs for containers

Description : Available in two models: suitable for beakers from 250 to 1500 ml and for flasks from 100 to 2000 ml. Both with cork lined jaws improving the insulation


TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
BKTW-300-002	300	for beakers (A)	2
FLTW-250-002	250	for flasks (B)	2

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinzas para recipientes**Descripción :** Disponible en dos modelos: pinzas adecuadas para vasos de 250 a 1.500 ml o para matraces de 100 a 2000 ml. Ambas recubiertas de corcho en el extremo para mejorar el aislamiento


DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
BKTW-300-002	300	para vasos (A)	2
FLTW-250-002	250	para matraces (B)	2

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince pour récipients

Description : Disponible en deux modèles : pour béchers de 250 à 1500 ml et pour Erlenmeyers de 100 à 2000 ml. Recouverts de liège aux extrémités afin d'améliorer l'isolement.


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
BKTW-300-002	300	pour béchers (A)	2
FLTW-250-002	250	pour erlenmeyers (B)	2

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinze per contenitori

Descrizione : Disponibili in due modelli: pinze per bicchieri da 250 a 1500 ml o per beute da 100 a 2000 ml. Entrambe presentano le branche rivestite in sughero per un migliore isolamento termico

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
BKTW-300-002	300	per becher (A)	2
FLTW-250-002	250	per beute (B)	2

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BKTW-300-002	0,837	0,34	82032000	08434868007697
FLTW-250-002	0,232	0,3	82032000	08434868022324

FOTO DEL PRODOTTO

