

GENERAL INFORMATION

Product name : Bosshead, high strength**Description :** Designed to withstand high loads. Suitable for rod diameters up to Ø19 mm


TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
BOSH-001-001	bosshead	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BOSH-001-001	0,01	0,15	82055980	08434868010789

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Nuez doble, alta resistencia

Descripción : Diseñada para soportar cargas elevadas. Para varillas de hasta 19 mm de diámetro

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
BOSH-001-001	nuez doble	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BOSH-001-001	0,01	0,15	82055980	08434868010789

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Noix double, haute résistance**Description :** Conçue pour supporter des charges élevées. Pour tige jusqu'à 19 mm de diamètre


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
BOSH-001-001	noix double	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BOSH-001-001	0,01	0,15	82055980	08434868010789

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Morsetto doppio, alta resistenza**Descrizione :** Progettato per sostenere carichi elevati. Per aste con un diametro fino a 19 mm

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
BOSH-001-001	morsetto doppio	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BOSH-001-001	0,01	0,15	82055980	08434868010789

FOTO DEL PRODOTTO

