

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto : Balanza de precisión, YPB****Descripción :** Aplicaciones: pesaje de control, cuenta piezas. Pantalla LCD. Cuerpo de plástico robusto y plato de acero inoxidable de grandes dimensiones. Altura de pies ajustable. Protección de sobrecarga. Unidades de medida ajustables. Calibración externa. 110-240 V. Garantía 1 año

El producto es conforme a las especificaciones definidas en la directiva europea que le incumbe

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	resolución	dimensiones plato	pesa de calibración	unidades por ref.
BYPB-600-001	600 g	0,01 g	128 x 157 mm	500 g (incluida)	1
BYPB-3K0-001	3000 g	0,1 g	145 x 205 mm	2000 g (no incluida)	1
BYPB-5K0-001	5000 g	0,01 g	145 x 205 mm	5000 g (no incluida)	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BYPB-600-001	8,525	1,5	90160010	08434868083370
BYPB-3K0-001	8,525	1,5	90160010	08434868083387
BYPB-5K0-001	8,525	1,5	90160010	08434868095144

FOTO DEL PRODUCTO