

### GENERAL INFORMATION

**Product name : Calibration certificate for fixed volume micropipettes**

**Description :** Delivered by a laboratory approved by ENAC under ISO 17025 standards, recognized by similar accreditation bodies in 50 countries, such as COFRAC (France), DKD (Germany) or UKAS (UK). The calibration procedure includes calibration at 1 point according to UNE-EN ISO 8655 standards (100% of the nominal volume). The laboratory issues calibration certificates for the micropipettes in digital format. Note: Company data are mandatory for issuing a certificate. Delivery time 10 days

### TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
CERM-E01-001	ENAC certificate for fixed volume micropipettes (1 volume, 10 repetitions)	1

### PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,001	0,01		08434868058101

### PRODUCT PHOTO



### INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Certificado ENAC de micropipetas de volumen fijo

**Descripción :** Emitido por laboratorio acreditado por ENAC en base a ISO 17025. Los certificados ENAC son reconocidos mutuamente por organismos de más de 50 países como COFRAC (Francia) o DKD (Alemania). El procedimiento de calibración contempla la calibración en 1 punto de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 8655 (100% del nominal). El laboratorio emite certificados de calibración de las micropipetas en formato digital. Nota: para certificar una micropipeta es importante indicar en cada pedido a que nombre hay que emitir el certificado. Entrega 10 días

### DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
CERM-E01-001	certificado de calibración ENAC, micropipeta volumen fijo (1 volumen, 10 repeticiones)	1

### EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,001	0,01		08434868058101

### FOTO DEL PRODUCTO



### INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Certificat ENAC pour micropipettes de volume fixe**

**Description :** Délivré par un laboratoire agréé par ENAC selon ISO 17025. Les certificats ENAC sont reconnus par des organismes similaires dans plus de 50 pays comme COFRAC (France) ou DKD (Allemagne). Le procédé de calibrage inclut l'étalonnage en 1 point, selon la norme UNE-EN ISO 8655 (à 100% du volume nominal). Le laboratoire émet le certificat de calibrage en format numérique. Remarque : pour certifier une micropipette, il est nécessaire d'indiquer lors de la commande le nom devant apparaître sur le certificat. Délai de livraison 10 jours

### DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
CERM-E01-001	certificat ENAC pour micropipettes de volume fixe (1 volume, 10 répétitions)	1

### EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,001	0,01		08434868058101

### PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Certificato ENAC per micropipette a volume fisso**

**Descrizione :** Rilasciato da laboratorio accreditato ENAC conforme a ISO 17025. I certificati ENAC sono reciprocamente riconosciuti dagli organismi di oltre 50 paesi tra cui COFRAC (Francia) e ACCREDIA (Italia). La procedura di taratura prevede la calibrazione a 1 punto in conformità con la norma UNE-EN ISO 8655 (al 100 % del volume nominale). Il laboratorio rilascia certificati di taratura per micropipette in formato digitale. Nota: per certificare una micropipetta è importante indicare in ogni ordine a nome di chi deve essere emesso il certificato. Consegna: 10 giorni

## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
CERM-E01-001	certificato di calibrazione ENAC, micropipetta a volume fisso (1 volume, 10 ripetizioni)	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CERM-E01-001	0,001	0,01		08434868058101

## FOTO DEL PRODOTTO

