

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Cork flask stand**Description :** For rounded-bottom flasks

## TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	Ø (mm)	type	pcs/pack
CORK-080-001	26	80	up to 100 ml flasks	1
CORK-100-001	48	100	up to 250 ml flasks	1
CORK-120-001	68	120	up to 500 ml flasks	1
CORK-140-001	88	140	up to 1000 ml flasks	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CORK-080-001	0,363	0,039	45039000	08434868014725
CORK-100-001	0,381951	0,056	45039000	08434868014732
CORK-120-001	0,585	0,066	45039000	08434868014749
CORK-140-001	0,81	0,069	45039000	08434868014756

## PRODUCT PHOTO



## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Soporte de corcho para balones**Descripción :** Para matraces de fondo redondo

## DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior (mm)	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
CORK-080-001	26	80	para balones hasta 100 ml	1
CORK-100-001	48	100	para balones hasta 250 ml	1
CORK-120-001	68	120	para balones hasta 500 ml	1
CORK-140-001	88	140	para balones hasta 1000 ml	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CORK-080-001	0,363	0,039	45039000	08434868014725
CORK-100-001	0,381951	0,056	45039000	08434868014732
CORK-120-001	0,585	0,066	45039000	08434868014749
CORK-140-001	0,81	0,069	45039000	08434868014756

## FOTO DEL PRODUCTO



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Valet pour ballon en liège**Description :** Pour ballon fond rond

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	Ø (mm)	type	unités par ref.
CORK-080-001	26	80	pour ballon jusqu'à 100 ml	1
CORK-100-001	48	100	pour ballon jusqu'à 250 ml	1
CORK-120-001	68	120	pour ballon jusqu'à 500 ml	1
CORK-140-001	88	140	pour ballon jusqu'à 1000 ml	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CORK-080-001	0,363	0,039	45039000	08434868014725
CORK-100-001	0,381951	0,056	45039000	08434868014732
CORK-120-001	0,585	0,066	45039000	08434868014749
CORK-140-001	0,81	0,069	45039000	08434868014756

## PHOTO PRODUIT



## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto** : Supporto in sughero per palloni**Descrizione** : Per palloni a fondo tondo

## DATI TECNICI

referenza	Øinterno (mm)	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
CORK-080-001	26	80	per palloni fino a 100 ml	1
CORK-100-001	48	100	per palloni fino a 250 ml	1
CORK-120-001	68	120	per palloni fino a 500 ml	1
CORK-140-001	88	140	per palloni fino a 1000 ml	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
CORK-080-001	0,363	0,039	45039000	08434868014725
CORK-100-001	0,381951	0,056	45039000	08434868014732
CORK-120-001	0,585	0,066	45039000	08434868014749
CORK-140-001	0,81	0,069	45039000	08434868014756

## FOTO DEL PRODOTTO

