

## Product data sheet

### GENERAL INFORMATION

Product: Polystyrene Rodac contact plate

Description: Contact plate for bacterial count in test surfaces

### SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type
CPLP-060-1K0	1000	62,2	11	16,6	aseptic, with 3 vents
CPLP-E60-1K0	1000	62,2	11	16,6	sterile, with 3 vents

### PACKING

Type: Carboard box

Label:

CPLP-060-1K0

Contact plates, Ø60 mm, Polystyrene, aseptic with 3 vents, 1000 pcs

Placas de contacto, Ø60 mm, PS con 3 vientos aséptica, 1000 uds

Boîtes contact PS, Ø60 mm avec 3 ergots, aseptiques 1000 unit.

Batch n°.: xxxx



## Ficha técnica de producto

### INFORMACIÓN GENERAL

**Producto:** Placas de contacto Rodac de poliestireno

Descripción: Placas para el contaje de bacterias en superficies

### ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	Øbase (mm)	hbase (mm)	hcon tapa (mm)	tipo
CPLP-060-1K0	1000	62,2	11	16,6	con 3 vientos, aséptica
CPLP-E60-1K0	1000	62,2	11	16,6	con 3 vientos, estéril

### EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

CPLP-060-1K0

Contact plates, Ø60 mm, Polystyrene, aseptic with 3 vents, 1000 pcs

Placas de contacto, Ø60 mm, PS con 3 vientos aséptica, 1000 uds

Boîtes contact PS, Ø60 mm avec 3 ergots, aseptiques 1000 unit.

Batch n°.: xxxx



## Fiche technique de produit

### INFORMATION GENERALE

Produit: Boîte contact en polystyrène

Description: Pour comptage de micro-organismes

### CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	Øbase (mm)	hbase (mm)	avec couvercle (mm)	type
CPLP-060-1K0	1000	62,2	11	16,6	avec 3 ergots, aseptique
CPLP-E60-1K0	1000	62,2	11	16,6	avec 3 ergots, stérile

### EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

CPLP-060-1K0

Contact plates, Ø60 mm, Polystyrene, aseptic with 3 vents, 1000 pcs

Placas de contacto, Ø60 mm, PS con 3 vientos aséptica, 1000 uds

Boîtes contact PS, Ø60 mm avec 3 ergots, aseptiques 1000 unit.

Batch n°.: xxxx

