

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Micropipeta de volumen fijo EASY 30+

Descripción : Peso reducido, forma ergonómica y mecanismo suave de pulsación que minimizan la fatiga de la mano y los dedos. Transferencia mínima de calor de la mano al interior de la pipeta que permite mantener la precisión incluso en usos prolongados. Cono autoclavable. Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Consulte los recambios disponibles para estas micropipetas en nuestra web: www.labbox.com. Garantía 3 años

DATOS TÉCNICOS

| referencia | capacidad | exactitud | precisión | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| EASC-10P-001 | 100 µl | ±0,5% | ±0,3% | 1 |
| EASC-20P-001 | 200 µl | ±0,4% | ±0,2% | 1 |
| EASC-50P-001 | 500 µl | ±0,3% | ±0,2% | 1 |
| EASC-1KP-001 | 1000 µl | ±0,3% | ±0,15% | 1 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EASC-10P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018785 |
| EASC-20P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018808 |
| EASC-50P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018822 |
| EASC-1KP-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018792 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Fixed volume micropipette EASY 30+

Description : Reduced weight, ergonomic design and smooth pushing system to minimize hand and finger tiredness. Minimum bodyheat transfer to internal parts for high accuracy even during continuous use. Autoclavable tip cone. Each micropipette was individually calibrated according to EN-ISO 8655 standard, showing an embossed identifying serial number and delivered with a calibration report. See the spare parts available for these micropipettes on our website: www.labbox.com. Warranty 3 years

TECHNICAL DATA

| reference | capacity | accuracy | precision | pcs/pack |
|--------------|----------|----------|-----------|----------|
| EASC-10P-001 | 100 µl | ±0,5% | ±0,3% | 1 |
| EASC-20P-001 | 200 µl | ±0,4% | ±0,2% | 1 |
| EASC-50P-001 | 500 µl | ±0,3% | ±0,2% | 1 |
| EASC-1KP-001 | 1000 µl | ±0,3% | ±0,15% | 1 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EASC-10P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018785 |
| EASC-20P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018808 |
| EASC-50P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018822 |
| EASC-1KP-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018792 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Micropipette de volume fixe EASY 30+

Description : Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette, ce qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121 °C. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Consulter les pièces de rechange disponibles pour ces micropipettes sur notre site : www.labbox.com. Garantie 3 ans

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | capacité | justesse | précision | unités par ref. |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------------|
| EASC-10P-001 | 100 µl | ±0,5% | ±0,3% | 1 |
| EASC-20P-001 | 200 µl | ±0,4% | ±0,2% | 1 |
| EASC-50P-001 | 500 µl | ±0,3% | ±0,2% | 1 |
| EASC-1KP-001 | 1000 µl | ±0,3% | ±0,15% | 1 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EASC-10P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018785 |
| EASC-20P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018808 |
| EASC-50P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018822 |
| EASC-1KP-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018792 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Micropipetta a volume fisso EASY 30+

Descrizione : Il peso ridotto, la forma ergonomica e il meccanismo di pressione morbido riducono l'affaticamento della mano e delle dita. Il trasferimento di calore dalla mano all'interno della pipetta è ridotto al minimo, per assicurare la precisione anche durante un uso prolungato. Cono portapipette autoclavabile. Ogni micropipetta è stata calibrata individualmente conforme a EN-ISO 8655, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Verificare i ricambi disponibili per queste micropipette sul nostro sito web: www.labbox.com. Garanzia di 3 anni

DATI TECNICI

| referenza | capacità | esattezza | accuratezza | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------|-------------|----------------|
| EASC-10P-001 | 100 µl | ±0,5% | ±0,3% | 1 |
| EASC-20P-001 | 200 µl | ±0,4% | ±0,2% | 1 |
| EASC-50P-001 | 500 µl | ±0,3% | ±0,2% | 1 |
| EASC-1KP-001 | 1000 µl | ±0,3% | ±0,15% | 1 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EASC-10P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018785 |
| EASC-20P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018808 |
| EASC-50P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018822 |
| EASC-1KP-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018792 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikroliterpipette, fixes Volumen, EASY 30+

Beschreibung : Leicht, mit ergonomischer Form und weichen Druckpunkten, was die Ermüdung von Hand und Fingern minimiert. Minimale Wärmeübertragung von der Hand ins Innere der Pipette, was die Aufrechterhaltung der Präzision auch bei längerer Nutzungsdauer erlaubt. Autoklavierbarer Schaft. Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert. Verfügbare Ersatzteile für diese Mikroliterpipetten finden Sie auf unserer Website www.labbox.com. Garantie 3 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

| Artikelnummer | Volumen | Genauigkeit | Präzision | Stückzahlpro Artikel |
|---------------|---------|-------------|-----------|----------------------|
| EASC-10P-001 | 100 µl | ±0,5% | ±0,3% | 1 |
| EASC-20P-001 | 200 µl | ±0,4% | ±0,2% | 1 |
| EASC-50P-001 | 500 µl | ±0,3% | ±0,2% | 1 |
| EASC-1KP-001 | 1000 µl | ±0,3% | ±0,15% | 1 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| EASC-10P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018785 |
| EASC-20P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018808 |
| EASC-50P-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018822 |
| EASC-1KP-001 | 1,12 | 0,231 | 90318080 | 08434868018792 |

PRODUKTFOTO

