

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Micropipeta de volumen variable EASY 40+

Descripción : Peso reducido, forma ergonómica y mecanismo suave de pulsación que minimizan la fatiga de la mano y los dedos. Transferencia mínima de calor de la mano al interior de la pipeta que permite mantener la precisión incluso en usos prolongados. Ajuste preciso del volumen deseado con indicación sonora "clic" para evitar errores. Cono autoclavable. Mecanismo de eyección de puntas (excepto en EASD-10K-001). Cada micropipeta ha sido calibrada individualmente según la norma EN-ISO 8655, lleva un número de serie único grabado y se entrega con certificado de calibración. Consulte los recambios disponibles para estas micropipetas en nuestra web: www.labbox.com. Garantía 3 años

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	incremento	exactitud	precisión	unidades por ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,12	0,23	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,12	0,23	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,23	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,12	0,23	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,008	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,12	0,23	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,12	0,23	90318080	08434868018853

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Variable volume micropipette EASY 40

Description : Reduced weight, ergonomic design and smooth pushing system to minimize hand and finger tiredness. Minimum bodyheat transfer to internal parts for high accuracy even during continuous use. Autoclavable tip cone. Tip ejection mechanism (except in EASD-10K-001). Accurate volume adjustment with an audible “click” signal to avoid mistakes. Each micropipette was individually calibrated according to EN-ISO 8655 standard, showing an embossed identifying serial number and delivered with a calibration report. See the spare parts available for these micropipettes on our website: www.labbox.com. 3 year warranty

TECHNICAL DATA

reference	capacity	increment	accuracy	precision	pcs/pack
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,12	0,23	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,12	0,23	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,23	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,12	0,23	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,008	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,12	0,23	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,12	0,23	90318080	08434868018853

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Micropipette de volume variable EASY 40+

Description : Poids réduit, forme ergonomique et mécanisme doux de pulsation qui minimisent la fatigue de la main et des doigts. Transfert minimum de la chaleur de la main à l'intérieur de la pipette qui permet de maintenir la précision même lors d'usages prolongés. Réglage précis du volume désiré avec une indication sonore «click» pour éviter les erreurs. La partie inférieure où se fixent les pipettes peut s'autoclaver à 121 °C. Mécanisme d'éjection de pointe sauf pour EASD-10K-001. Chaque micropipette a été étalonnée individuellement selon la norme EN-ISO 8655, a un numéro de série unique gravé et se livre avec un certificat d'étalonnage. Consulter les pièces de rechange disponibles pour ces micropipettes sur notre site : www.labbox.com. Garantie 3 ans

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	incrément	justesse	précision	unités par ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,12	0,23	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,12	0,23	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,23	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,12	0,23	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,008	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,12	0,23	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,12	0,23	90318080	08434868018853



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Micropipetta a volume variabile EASY 40+

Descrizione : Il peso ridotto, la forma ergonomica e il meccanismo di pressione morbido riducono l'affaticamento della mano e delle dita. Il trasferimento di calore dalla mano all'interno della pipetta è ridotto al minimo, per assicurare la precisione anche durante un uso prolungato. Regolazione precisa del volume desiderato con segnale acustico di "clic" per evitare errori. Cono portapipette autoclavabile. Meccanismo di espulsione dei puntali (eccetto nel EASD-10K-001). Ogni micropipetta è stata calibrata individualmente conforme a EN-ISO 8655, riporta stampato un numero di serie unico e viene fornita con certificato di calibrazione. Verificare i ricambi disponibili per queste micropipette sul nostro sito web: www.labbox.com. Garanzia di 3 anni

DATI TECNICI

referenza	capacità	incremento	esattezza	accuratezza	unità per ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,12	0,23	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,12	0,23	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,23	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,12	0,23	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,008	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,12	0,23	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,12	0,23	90318080	08434868018853

FOTO DEL PRODOTTO



ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Micropipet met variabel volume EASY 40+

Beschrijving : Laag gewicht, ergonomische vorm en soepel klikmechanisme minimaliseren hand- en vingervermoeidheid. Door de minimale warmteoverdracht van de hand naar de binnenkant van de pipet blijft de nauwkeurigheid behouden, zelfs bij langdurig gebruik. Nauwkeurige instelling van het gewenste volume met hoorbare "klik"-indicatie om fouten te voorkomen. Autoclaveerbare kegel. Tipuitwerpmechanisme (behalve EASD-10K-001). Elke micropipet is individueel gekalibreerd volgens EN-ISO 8655, heeft een gegraveerd uniek serienummer en wordt geleverd met een kalibratiecertificaat. Controleer de beschikbare reserveonderdelen voor deze micropipetten op onze website: www.labbox.com. 3 jaar garantie

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	toename	nauwkeurigheid	precisie	stuks per ref.
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,12	0,23	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,12	0,23	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,23	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,12	0,23	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,008	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,12	0,23	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,12	0,23	90318080	08434868018853



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Mikroliterpipette, variables Volumen, EASY 40+

Beschreibung : Leicht, mit ergonomischer Form und weichen Druckpunkten, was die Ermüdung von Hand und Fingern minimiert. Minimale Wärmeübertragung von der Hand ins Innere der Pipette, was die Aufrechterhaltung der Präzision auch bei längerer Nutzungsdauer erlaubt. Präzise Einstellung des gewünschten Volumens durch akustischen „Klick“-Hinweis, der hilft, Fehler zu vermeiden. Autoklavierbarer Schaft. Spitzenabwurf-Mechanismus (außer EASD-10K-001). Jede Mikroliterpipette wird individuell justiert gemäß EN-ISO 8655, trägt eine Seriennummergravur und wird mit Kalibrierungszertifikat geliefert. Verfügbare Ersatzteile für diese Mikroliterpipetten finden Sie auf unserer Website www.labbox.com. Garantie 3 Jahre.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Steigerung	Genauigkeit	Präzision	Stückzahl pro Artikel
EASD-P02-001	0,1 - 2,5 µl	0,01 µl	±12,0% - 2,5%	±6,0% - 1,6%	1
EASD-P10-001	0,5 - 10 µl	0,1 µl	±2,5% - 1,0%	±1,5% - 0,8%	1
EASD-P20-001	2 - 20 µl	0,1 µl	±2,0% - 1,8%	±2,0% - 0,4%	1
EASD-P50-001	5 - 50 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,9%	±2,0% - 0,3%	1
EASD-10P-001	10 - 100 µl	0,5 µl	±3,0% - 0,8%	±1,5% - 0,15%	1
EASD-20P-001	20 - 200 µl	1,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,8% - 0,15%	1
EASD-1KP-001	100 - 1000 µl	5,0 µl	±2,0% - 0,6%	±0,7% - 0,2%	1
EASD-5KP-001	500 - 5000 µl	50,0 µl	±2,0% - 0,5%	±0,6% - 0,2%	1
EASD-10K-001	1000 - 10000 µl	100,0 µl	±3,0% - 0,6%	±0,6% - 0,2%	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
EASD-P02-001	1,12	0,23	90318080	08434868019027
EASD-P10-001	1,12	0,23	90318080	08434868019034
EASD-P20-001	1,12	0,23	90318080	08434868019041
EASD-P50-001	1,12	0,23	90318080	08434868019058
EASD-10P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018877
EASD-20P-001	1,12	0,23	90318080	08434868018938
EASD-1KP-001	1,008	0,22	90318080	08434868018907
EASD-5KP-001	1,12	0,23	90318080	08434868018969
EASD-10K-001	1,12	0,23	90318080	08434868018853

