

GENERAL INFORMATION

Product name : Phase separating paper**Description :** Hydrophobic paper for the fast separation of aqueous solutions from hydrofuge solvents. Useful with organic solvents heavier or lighter than water. Replaces separatory funnels in many applications. Available in flat disks. Equivalent: Whatman 1 PS

TECHNICAL DATA

| reference | Ø (mm) | type | pcs/pack |
|--------------|--------|------|----------|
| FASE-090-100 | 90 | disk | 100 |
| FASE-110-100 | 110 | disk | 100 |
| FASE-125-100 | 125 | disk | 100 |
| FASE-150-100 | 150 | disk | 100 |
| FASE-210-100 | 210 | disk | 100 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| FASE-090-100 | 0,363 | 0,066 | 48232000 | 08434868021563 |
| FASE-110-100 | 0,58725 | 0,105 | 48232000 | 08434868021570 |
| FASE-125-100 | 0,58725 | 0,121 | 48232000 | 08434868021587 |
| FASE-150-100 | 0,72075 | 0,165 | 48232000 | 08434868021594 |
| FASE-210-100 | 2,028 | 0,333 | 48232000 | 08434868021600 |

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel separador de fases

Descripción : Papel hidrófobo para separar soluciones acuosas de disolventes inmiscibles en agua. Utilizable con disolventes orgánicos tanto si son más pesados que el agua como si son más ligeros. Reemplaza en muchas aplicaciones a los embudos de decantación. Disponible en discos. Equivalencia: Whatman 1 PS

DATOS TÉCNICOS

| referencia | Ø(mm) | tipo | unidades por ref. |
|--------------|-------|--------|-------------------|
| FASE-090-100 | 90 | discos | 100 |
| FASE-110-100 | 110 | discos | 100 |
| FASE-125-100 | 125 | discos | 100 |
| FASE-150-100 | 150 | discos | 100 |
| FASE-210-100 | 210 | discos | 100 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| FASE-090-100 | 0,363 | 0,066 | 48232000 | 08434868021563 |
| FASE-110-100 | 0,58725 | 0,105 | 48232000 | 08434868021570 |
| FASE-125-100 | 0,58725 | 0,121 | 48232000 | 08434868021587 |
| FASE-150-100 | 0,72075 | 0,165 | 48232000 | 08434868021594 |
| FASE-210-100 | 2,028 | 0,333 | 48232000 | 08434868021600 |

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier séparateur de phases

Description : Papier hydrophobe permettant de séparer des solutions aqueuses des solvants non-miscibles dans l'eau. Utilisable avec des solvants organiques plus lourds ou plus légers que l'eau. Remplace dans de nombreuses applications les ampoules à décanter. Disponible en disques plats. Equivalence : Whatman 1 PS

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | Ø (mm) | type | unités par ref. |
|--------------|--------|------|-----------------|
| FASE-090-100 | 90 | plat | 100 |
| FASE-110-100 | 110 | plat | 100 |
| FASE-125-100 | 125 | plat | 100 |
| FASE-150-100 | 150 | plat | 100 |
| FASE-210-100 | 210 | plat | 100 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| FASE-090-100 | 0,363 | 0,066 | 48232000 | 08434868021563 |
| FASE-110-100 | 0,58725 | 0,105 | 48232000 | 08434868021570 |
| FASE-125-100 | 0,58725 | 0,121 | 48232000 | 08434868021587 |
| FASE-150-100 | 0,72075 | 0,165 | 48232000 | 08434868021594 |
| FASE-210-100 | 2,028 | 0,333 | 48232000 | 08434868021600 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta per separazione di fasi

Descrizione : Carta idrofoba per la separazione di soluzioni acquose da solventi immiscibili con l'acqua. Utilizzabile con solventi organici sia più pesanti che più leggeri dell'acqua. Sostituisce gli imbuti di decantazione in numerose applicazioni. Disponibile in filtri standard. Equivalenza: Whatman 1 PS

DATI TECNICI

| referenza | Ø(mm) | tipo | unità per ref. |
|--------------|-------|----------|----------------|
| FASE-090-100 | 90 | standard | 100 |
| FASE-110-100 | 110 | standard | 100 |
| FASE-125-100 | 125 | standard | 100 |
| FASE-150-100 | 150 | standard | 100 |
| FASE-210-100 | 210 | standard | 100 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| FASE-090-100 | 0,363 | 0,066 | 48232000 | 08434868021563 |
| FASE-110-100 | 0,58725 | 0,105 | 48232000 | 08434868021570 |
| FASE-125-100 | 0,58725 | 0,121 | 48232000 | 08434868021587 |
| FASE-150-100 | 0,72075 | 0,165 | 48232000 | 08434868021594 |
| FASE-210-100 | 2,028 | 0,333 | 48232000 | 08434868021600 |

FOTO DEL PRODOTTO

