

GENERAL INFORMATION

Product name : Funnel holder

Description : Polypropylene. To hold funnels with top diameter of 50 to 120 mm

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
FHOP-001-001	for 1 funnel	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FHOP-001-001	0,405	0,83	39233010	08434868022041

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte para embudos**Descripción :** De polipropileno. Adecuado para embudos entre 50 y 120 mm de diámetro

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
FHOP-001-001	para 1 embudo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FHOP-001-001	0,405	0,83	39233010	08434868022041

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Support pour entonnoir

Description : En polypropylène. Adéquat pour entonnoir entre 50 à 120 mm de diamètre

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
FHOP-001-001	pour un entonnoir	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FHOP-001-001	0,405	0,83	39233010	08434868022041

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto per imbuti**Descrizione :** In polipropilene. Adatto a imbuti di diametro compreso tra 50 e 120 mm

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
FHOP-001-001	per 1 imbuto	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FHOP-001-001	0,405	0,83	39233010	08434868022041

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.