

GENERAL INFORMATION

Product name : Stainless steel filter holder for 47 mm disc filters

Description : Includes stainless steel holder, support screen and funnel (300 ml), silicone stopper #8 (Øupper 41 mm y Ølower 33 mm) and aluminium clamp. Can be connected to any filter holder bearing a stopper size #8

TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
FUSS-047-001	stainless steel filter holder for 47 mm disc filters	1
FUSS-A01-001	stainless steel support screen, 47 mm	1
FUSS-A04-001	stainless steel funnel, 300 ml	1
FUSS-A02-001	silicone stopper 8	1
FUSS-A03-001	aluminium clamp	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	0,603	1	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1,5	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1,5	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1,5	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1,5	0,15	84212980	08434868024694

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Portafiltros de acero inoxidable para membranas de 47 mm

Descripción : Consta de base, soporte portafiltros y embudo de acero inoxidable (300 ml), tapón de silicona #8 (Øsup 41 mm y Øinf 33 mm) y pinza de aluminio. Se conecta directamente a la rampa de filtración

DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
FUSS-047-001	portafiltros de acero para membranas de 47 mm	1
FUSS-A01-001	soporte portafiltros de acero inoxidable 47 mm	1
FUSS-A04-001	embudo de 300 ml en acero inoxidable	1
FUSS-A02-001	tapón de silicona 8	1
FUSS-A03-001	pinza de aluminio para equipo de filtración	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	0,603	1	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1,5	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1,5	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1,5	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1,5	0,15	84212980	08434868024694

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Kit de filtration en acier inoxydable pour membrane de 47 mm

Description : Se compose d'une base, entonnoir (300 ml) et support de filtre en inox, bouchon en silicone #8 (Øsup 41 mm et Øinf 33 mm) et pince en aluminium. Se connecte directement à la rampe de filtration

DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
FUSS-047-001	kit de filtration en inox pour membrane 47 mm	1
FUSS-A01-001	base avec filtre en inox, 47 mm	1
FUSS-A04-001	entonnoir 300 ml pour ensemble de filtration en inox	1
FUSS-A02-001	bouchon silicone 8	1
FUSS-A03-001	pince en aluminium pour ensemble de filtration	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	0,603	1	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1,5	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1,5	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1,5	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1,5	0,15	84212980	08434868024694

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Portafiltri in acciaio inox per membrane di 47 mm

Descrizione : È composto da base, supporto portafiltri e imbuto in acciaio inox (300 ml), tappo in silicone #8 (Øsup 41 mm e Øinf 33 mm) e pinza in alluminio. Si collega direttamente alla rampa di filtrazione

DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
FUSS-047-001	portafiltri in acciaio per membrane di 47 mm	1
FUSS-A01-001	supporto portafiltri in acciaio inossidabile 47 mm	1
FUSS-A04-001	Imbuto in acciaio inossidabile da 300 ml	1
FUSS-A02-001	tappo in silicone 8	1
FUSS-A03-001	pinza in alluminio per apparecchiatura di filtrazione	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
FUSS-047-001	0,603	1	84212980	08434868024663
FUSS-A01-001	1,5	0,15	84212980	08434868024670
FUSS-A04-001	1,5	0,15	84212980	08434868024700
FUSS-A02-001	1,5	0,15	84212980	08434868024687
FUSS-A03-001	1,5	0,15	84212980	08434868024694



INSULAB SL