

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel para ensayos de germinación

Descripción : Papel secante empleado para ensayos y controles de germinación. Permite determinar la capacidad de germinación de las semillas. Buena capacidad de absorción (300%). Presentado en bandas de 2 metros de longitud y 110 mm de ancho, plegadas en forma de acordeón (50 pliegues dobles). Colores disponibles: blanco, amarillo y gris

DATOS TÉCNICOS

| referencia | l (mm) | w (mm) | color | unidades por ref. |
|--------------|--------|--------|----------|-------------------|
| GERF-001-100 | 2000 | 110 | blanco | 100 |
| GERF-002-100 | 2000 | 110 | amarillo | 100 |
| GERF-003-100 | 2000 | 110 | gris | 100 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GERF-001-100 | 16,94 | 3,832 | 48232000 | 08434868024793 |
| GERF-002-100 | 16,905 | 3,047 | 48232000 | 08434868024809 |
| GERF-003-100 | 11,7 | 3,062 | 48232000 | 08434868024816 |

FOTO DEL PRODUCTO



GENERAL INFORMATION

Product name : Blotting paper for germination tests

Description : Blotting paper used in laboratory for the tests and the controls of germination. It allows to determine the capacity of germination of seeds. Good absorption capacity (300 %). Paper supplied in wrinkled bands (50 double folds) of 2 m length and 110 mm wide. Color: white, yellow or grey

TECHNICAL DATA

| reference | l(mm) | w (mm) | color | pcs/pack |
|--------------|-------|--------|--------|----------|
| GERF-001-100 | 2000 | 110 | white | 100 |
| GERF-002-100 | 2000 | 110 | yellow | 100 |
| GERF-003-100 | 2000 | 110 | grey | 100 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GERF-001-100 | 16,94 | 3,832 | 48232000 | 08434868024793 |
| GERF-002-100 | 16,905 | 3,047 | 48232000 | 08434868024809 |
| GERF-003-100 | 11,7 | 3,062 | 48232000 | 08434868024816 |

PRODUCT PHOTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier pour test de germination

Description : Papier buvard utilisé en laboratoire pour les tests et contrôles de germination. Il permet de déterminer la capacité de germination des semences. Bonne capacité d'absorption (300%). Papier fourni en bande de 2 mètres de longueur et 110 mm de largeur, plié en forme d'accordéon (50 plis doubles). Couleurs disponibles : blanche, jaune et grise

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | long. (mm) | larg. (mm) | couleur | unités par ref. |
|--------------|------------|------------|---------|-----------------|
| GERF-001-100 | 2000 | 110 | blanche | 100 |
| GERF-002-100 | 2000 | 110 | jaune | 100 |
| GERF-003-100 | 2000 | 110 | grise | 100 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GERF-001-100 | 16,94 | 3,832 | 48232000 | 08434868024793 |
| GERF-002-100 | 16,905 | 3,047 | 48232000 | 08434868024809 |
| GERF-003-100 | 11,7 | 3,062 | 48232000 | 08434868024816 |

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta per test di germinazione

Descrizione : Carta assorbente impiegata per test e controlli di germinazione. Consente di determinare la capacità di germinazione dei semi. Buona capacità di assorbimento (300 %). Fornita in bande di 2 metri di lunghezza e 110 mm di larghezza, piegate a fisarmonica (50 pieghe doppie). Colori disponibili: bianco, giallo e grigio

DATI TECNICI

| referenza | L (mm) | w (mm) | colore | unità per ref. |
|--------------|--------|--------|--------|----------------|
| GERF-001-100 | 2000 | 110 | bianco | 100 |
| GERF-002-100 | 2000 | 110 | giallo | 100 |
| GERF-003-100 | 2000 | 110 | grigio | 100 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GERF-001-100 | 16,94 | 3,832 | 48232000 | 08434868024793 |
| GERF-002-100 | 16,905 | 3,047 | 48232000 | 08434868024809 |
| GERF-003-100 | 11,7 | 3,062 | 48232000 | 08434868024816 |

FOTO DEL PRODOTTO



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Teststreifen für Keimung

Beschreibung : Löschpapier für Tests und Kontrollen von Keimung. Löschpapier für Keimtests und -kontrollen. Gute Absorptionskapazität (300 %). In Streifen mit 2 Metern Länge und 110 mm Breite, in Akkordeonfalten (50 Doppelfalten). Verfügbare Farben: weiß, gelb und grau.

TECHNISCHE DATEN

| Referenznr. | l (mm) | w (mm) | Farbe | Stück pro Ref. |
|--------------|--------|--------|-------|----------------|
| GERF-001-100 | 2000 | 110 | weiß | 100 |
| GERF-002-100 | 2000 | 110 | gelb | 100 |
| GERF-003-100 | 2000 | 110 | grau | 100 |

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

| Referenz | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| GERF-001-100 | 16,94 | 3,832 | 48232000 | 08434868024793 |
| GERF-002-100 | 16,905 | 3,047 | 48232000 | 08434868024809 |
| GERF-003-100 | 11,7 | 3,062 | 48232000 | 08434868024816 |

PRODUKTFOTO

