

GENERAL INFORMATION

Product name : Glass mortar with pestle

Description : Made of neutral glass LBG N. Price includes mortar and pestle. With rough inner surface (unglazed)

TECHNICAL DATA

reference	capacity	Øouter top (mm)	Øinner top (mm)	htotal (mm)	pcs/pack
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,54782	0,18	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,72	0,27	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,0738	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,7248	0,77	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,906496	1,09	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,494	1,55	70179000	08434868031548

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

LBG N is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is $8,0 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks ...) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes ...).

INSULAB SL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Mortero de vidrio con mano

Descripción : Fabricado en vidrio neutro LBG N. Interior rugoso (no pulido). Los precios corresponden al conjunto formado por mortero y mano

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Øsup. ext.(mm)	Øsup. int(mm)	htotal (mm)	unidades por ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,54782	0,18	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,72	0,27	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,0738	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,7248	0,77	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,906496	1,09	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,494	1,55	70179000	08434868031548

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

LBG N es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es $8,0 \cdot 10^{-6}$ K⁻¹. Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos...) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

INSULAB SL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Mortier avec pilon en verre**Description :** Fabriqué en verre neutre LBG N. Intérieur rugueux. Les prix correspondent à l'ensemble mortier et pilon.

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Øsup. ext. (mm)	Øsup. int(mm)	htotale (mm)	unités par ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,54782	0,18	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,72	0,27	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,0738	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,7248	0,77	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,906496	1,09	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,494	1,55	70179000	08434868031548

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

LBG N est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide ...) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes ...).

INSULAB SL

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Mortaio in vetro con pestello**Descrizione :** Realizzato in vetro neutro LBG N. Interno rugoso (non levigato). I prezzi corrispondono al set composto da mortaio e pestello

DATI TECNICI

referenza	capacità	Øsup est (mm)	Øsup int (mm)	htotale (mm)	unità per ref.
MORN-060-001	40 ml	70	60	40	1
MORN-075-001	75 ml	85	75	50	1
MORN-090-001	160 ml	100	90	60	1
MORN-120-001	300 ml	130	120	75	1
MORN-150-001	650 ml	165	150	85	1
MORN-180-001	1100 ml	195	180	100	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MORN-060-001	0,54782	0,18	70179000	08434868031494
MORN-075-001	0,72	0,27	70179000	08434868031500
MORN-090-001	1,0738	0,49	70179000	08434868031517
MORN-120-001	1,7248	0,77	70179000	08434868031524
MORN-150-001	2,906496	1,09	70179000	08434868031531
MORN-180-001	4,494	1,55	70179000	08434868031548

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

LGB N è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos...) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette...).

INSULAB SL