

GENERAL INFORMATION

Product name : Mohr's tubing clip**Description :** Nickel plated steel. To keep a tubing completely closed or open

TECHNICAL DATA

reference	l(mm)	type	pcs/pack
MOTC-070-005	70	max. lenght: 10 mm	5

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

PRODUCT PHOTO



INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pinza para cerrar tubos tipo Mohr

Descripción : Niquelada. Mantiene el tubo completamente abierto o completamente cerrado

DATOS TÉCNICOS

referencia	l (mm)	tipo	unidades por ref.
MOTC-070-005	70	apertura máxima 10 mm	5

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pince pour tube type Mohr**Description :** Nickelée. Maintient le tuyau complètement ouvert ou complètement fermé


DONNÉES TECHNIQUES

référence	long. (mm)	type	unités par ref.
MOTC-070-005	70	ouverture maximale 10 mm	5

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Pinza stringitubo di Mohr**Descrizione :** Nichelata. Tiene il tubo completamente aperto o completamente chiuso

DATI TECNICI

referenza	L (mm)	tipo	unità per ref.
MOTC-070-005	70	apertura massima 10 mm	5

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MOTC-070-005	0,378	0,09	82032000	08434868031654

FOTO DEL PRODOTTO

