

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Staining jar with rack, PMP

Description: Includes jar made of polymethylpentene (PMP or TPX), staining rack made of polypropylene and two lids (one lid for use when dish is not in use and one lid with special opening to allow handle of staining rack). Remark: Xylene can cause etching to PMP after two days at room temperature

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	type
MSHX-020-001	1	for 20 slides

PACKING

Type: Carboard box

Label:

MSHX-020-001

Staining jar made of PMP with a rack made of PP, for 20 slides

Cubeta para tinción de PMP con cestillo de PP para 20 portaobjetos

Boîte à coloration en PMP avec portoir en PP, pour 20 lames

Batch n°: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Cubeta para tinción de PMP con rack extraíble

Descripción: Incluye cubeta en polimetilpenteno (PMP o TPX), rack portaobjetos de polipropileno y dos tapas (una totalmente cerrada y otra con una abertura para el mango del rack). Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente.

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	tipo
MSHX-020-001	1	para 20 portaobjetos

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:

MSHX-020-001

Staining jar made of PMP with a rack made of PP, for 20 slides

Cubeta para tinción de PMP con cestillo de PP para 20 portaobjetos

Boîte à coloration en PMP avec portoir en PP, pour 20 lames

Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Boîte à coloration en PMP avec portoir

Description: Inclut cuve en polyméthylpentène (PMP ou TPX), portoir à coloration en polypropylène et deux couvercles (un totalement fermé et l'autre avec une ouverture pour la poignée du portoir). Remarque : le xylène peut attaquer chimiquement le PMP au bout de 2 jours à température ambiante

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	type
MSHX-020-001	1	pour 20 lames

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

MSHX-020-001

Staining jar made of PMP with a rack made of PP, for 20 slides

Cubeta para tinción de PMP con cestillo de PP para 20 portaobjetos

Boîte à coloration en PMP avec portoir en PP, pour 20 lames

Batch n°.: xxxx

