

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Microscope slide box**Description :** Made of ABS plastic. Orange color. With lid fixed to the box through hinges and with cork protection base**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
MSLP-012-001	for 12 slides	1
MSLP-025-001	for 25 slides	1
MSLP-050-001	for 50 slides	1
MSLP-100-001	for 100 slides	1

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

**PRODUCT PHOTO****MATERIAL**

Acrylobutadiene-styrene copolymer (ABS) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (100) °C

## MORE TECHNICAL DATA

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

INSULAB SL

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Caja para almacenar portaobjetos**Descripción :** De ABS color naranja. Con tapa unida al cuerpo central mediante bisagras y protección de corcho en la base

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
MSLP-012-001	para 12 portaobjetos	1
MSLP-025-001	para 25 portaobjetos	1
MSLP-050-001	para 50 portaobjetos	1
MSLP-100-001	para 100 portaobjetos	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

**MATERIAL** Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +85 (100) °C

## OTROS DATOS TÉCNICOS

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

INSULAB SL

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Boîte de stockage pour lame**Description :** En plastique ABS couleur orange. Couvercle avec charnière et fond en liège

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
MSLP-012-001	pour 12 lames	1
MSLP-025-001	pour 25 lames	1
MSLP-050-001	pour 50 lames	1
MSLP-100-001	pour 100 lames	1

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) Plage de températures couramment tolérées : de -40 °C à +85 (100) °C

## MORE TECHNICAL DATA

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

INSULAB SL

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Scatola portavetrini****Descrizione :** In ABS di colore arancione. Con coperchio agganciato al corpo centrale tramite cerniere e protezione in sughero alla base

## DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
MSLP-012-001	per 12 vetrini portaoggetto	1
MSLP-025-001	per 25 vetrini portaoggetto	1
MSLP-050-001	per 50 vetrini portaoggetto	1
MSLP-100-001	per 100 vetrini portaoggetto	1

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
MSLP-012-001	0,139072	0,03	39269097	08434868032101
MSLP-025-001	0,24928	0,06	39269097	08434868032118
MSLP-050-001	0,7	0,1208	39269097	08434868032125
MSLP-100-001	1,3	0,24	39269097	08434868032132

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali

## PIÙ DATI TECNICI

	outer dimensions (mm)			inner dimensions (mm)		
	L	W	H	L	W	H
MSLP-012-001	82,00	48,54	31,67	76,45	44,00	16,00
MSLP-025-001	95,18	81,63	32,11	88,77	76,23	16,00
MSLP-050-001	199,12	81,63	32,90	193,85	76,40	17,00
MSLP-100-001	210,00	174,00	34,85	204,00	164,81	17,00

INSULAB SL