

## Product data sheet

### GENERAL INFORMATION

Product: Staining jar, acc. to Coplin, polypropylene

Description: With screw lid

### SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	type
MSSP-001-001	1	for 5 slides

### PACKING

Type: Carboard box

Label:

MSSP-001-001

Staining jar, acc. to Coplin, polypropylene

Cubeta de tinción, tipo Coplin, PP

Boîte à coloration type Coplin en polypropylène

Batch n°: xxxx

### MATERIAL

**Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.



## Ficha técnica de producto

### INFORMACIÓN GENERAL

**Producto:** Cubeta para tinción tipo Coplin de polipropileno

Descripción: Con tapa de rosca

### ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	tipo
MSSP-001-001	1	para 5 portaobjetos

### EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

labbox	MSSP-001-001
	Staining jar, acc. to Coplin, polypropylene
	Cubeta de tinción, tipo Coplin, PP
	Boîte à coloration type Coplin en polypropylène
	Batch n°.: xxxx

### MATERIAL

#### Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.



## Fiche technique de produit

### INFORMATION GENERALE

Produit: Boîte à coloration type Coplin en polypropylène

Description: Avec bouchon à vis

### CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	type
MSSP-001-001	1	pour 5 lames

### EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

MSSP-001-001

Staining jar, acc. to Coplin, polypropylene

Cubeta de tinción, tipo Coplin, PP

Boîte à coloration type Coplin en polypropylène

Batch n°: xxxx

### MATÉRIEL

Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

