

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Staining jar, PMP

Description: Made of polymethylpentene (PMP or TPX), include lid. Remark: Xylene can cause etching to PMP after two days at room temperature

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	type
MSSX-002-001	1	Schieferdecker (A), for 10 slides
MSSX-003-001	1	Hellendahl (B), for 8 slides

PACKING

Type: Carboard box
Label:

MSSX-002-001

Staining jar made of PMP, acc. to Schieferdecker, for 10 slides

Cubeta para tinción de PMP, Schieferdecker, para 10 portaobjetos

Boîte à coloration en PMP, Schieferdecker, pour 10 lames

Batch n°: xxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Cubeta para tinción de PMP

Descripción: Fabricado en polimetilpenteno (PMP o TPX). Todas las cubetas incluyen tapa. Nota: el PMP puede ser atacado químicamente por xileno después de 2 días a temperatura ambiente

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	tipo
MSSX-002-001	1	Schieferdecker (A), para 10 portaobjetos
MSSX-003-001	1	Hellendahl (B), para 8 portaobjetos

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

MSSX-002-001

Staining jar made of PMP, acc. to Schieferdecker, for 10 slides

Cubeta para tinción de PMP, Schieferdecker, para 10 portaobjetos

Boîte à coloration en PMP, Schieferdecker, pour 10 lames

Batch n^o: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Boîte à coloration en PMP

Description: Fabriquée en polyméthylpentène (PMP ou TPX). Couvercle inclus. Remarque : le xylène peut attaquer chimiquement le PMP au bout de 2 jours à température ambiante

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	type
MSSX-002-001	1	Schieferdecker (A), pour 10 lames
MSSX-003-001	1	Hellendahl (B), pour 8 lames

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

MSSX-002-001

Staining jar made of PMP, acc. to Schieferdecker, for 10 slides

Cubeta para tinción de PMP, Schieferdecker, para 10 portaobjetos

Boîte à coloration en PMP, Schieferdecker, pour 10 lames

Batch n°: xxxx

