

## Product data sheet

### GENERAL INFORMATION

Product: Ø55 mm Polystyrene Petri dishes

Description: Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterile by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

### SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type
PDIP-06N-500	500	55	12,8	14,1	aseptic, without vents
PDIP-E6N-500	500	55	12,8	14,1	sterile, without vents
PDIP-060-500	500	54,4	12,7	14	aseptic, with 3 vents
PDIP-E60-500	500	54,4	12,7	14	sterile, with 3 vents

### PACKING

Type: Carboard box

Label:

PDIP-06N-500

Petri dishes, Ø55 mm, Polystyrene, aseptic, without vents, 500 pcs

Placas de Petri, Ø55 mm, PS, sin ventos, aséptica, 500 uds

Boîtes de Pétri, Ø55 mm PS, sans ergots, aseptique, 500 unit.

Batch n°.: xxxx

### MATERIAL

PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C



## Ficha técnica de producto

### INFORMACIÓN GENERAL

**Producto:** Placas de Petri Ø55 mm de poliestireno

**Descripción:** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

### ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	Øbase (mm)	hbase (mm)	hcon tapa (mm)	tipo
PDIP-06N-500	500	55	12,8	14,1	sin vientos, aséptica
PDIP-E6N-500	500	55	12,8	14,1	sin vientos, estéril
PDIP-060-500	500	54,4	12,7	14	con 3 vientos, aséptica
PDIP-E60-500	500	54,4	12,7	14	con 3 vientos, estéril

### EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico  
Etiqueta:

labbox	PDIP-06N-500
	Petri dishes, Ø55 mm, Polystyrene, aseptic, without vents, 500 pcs
	Placas de Petri, Ø55 mm, PS, sin vientos, aséptica, 500 uds
	Boîtes de Pétri, Ø55 mm PS, sans ergots, aseptique, 500 unit.
	Batch n°.: xxxx

### MATERIAL

**PS** Poliestireno  
Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C



## Fiche technique de produit

### INFORMATION GENERALE

**Produit:** Boîte de pétri Ø55 mm en polystyrène

Description: Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

### CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	Øbase (mm)	hbase (mm)	avec couvercle (mm)	type
PDIP-06N-500	500	55	12,8	14,1	sans ergot, aseptique
PDIP-E6N-500	500	55	12,8	14,1	sans ergot, stérile
PDIP-060-500	500	54,4	12,7	14	avec 3 ergots, aseptique
PDIP-E60-500	500	54,4	12,7	14	avec 3 ergots, stérile

### EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

PDIP-06N-500

Petri dishes, Ø55 mm, Polystyrene, aseptic, without vents, 500 pcs

Placas de Petri, Ø55 mm, PS, sin vientos, aséptica, 500 uds

Boîtes de Pétri, Ø55 mm PS, sans ergots, aseptique, 500 unit.

Batch n°.: xxxx

### MATÉRIEL

**Polystyrène**

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

