

GENERAL INFORMATION**Product name :** Ø90 mm Polystyrene Petri dishes with 3 compartments**Description :** Packed in a bag of 20 units, aseptic or sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)**TECHNICAL DATA**

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-093-500	88,8	15,2	16,5	aseptic, with 3 vents	500
PDIP-E93-500	88,8	15,2	16,5	sterile, with 3 vents	500

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-093-500	86,4	10,2	39269097	08434868033665
PDIP-E93-500	86,4	10,21	39269097	08434868033771

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL PS Polystyrene**

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø90 mm de poliestireno con 3 compartimentos**Descripción :** Presentadas en bolsas de 20 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-093-500	88,8	15,2	16,5	con 3 vientos, aséptica	500
PDIP-E93-500	88,8	15,2	16,5	con 3 vientos, estéril	500

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-093-500	86,4	10,2	39269097	08434868033665
PDIP-E93-500	86,4	10,21	39269097	08434868033771

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø90 mm en polystyrène avec 3 compartiments

Description : Présentée en sachet de 20 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	havec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-093-500	88,8	15,2	16,5	avec 3 ergots, aseptique	500
PDIP-E93-500	88,8	15,2	16,5	avec 3 ergots, stérile	500

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-093-500	86,4	10,2	39269097	08434868033665
PDIP-E93-500	86,4	10,21	39269097	08434868033771

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø90 mm a 3 settori**Descrizione :** Fornita in pacchi da 20 pz aseptici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-093-500	88,8	15,2	16,5	ventilata con 3 tacche di aerazione, aseptica	500
PDIP-E93-500	88,8	15,2	16,5	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	500

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-093-500	86,4	10,2	39269097	08434868033665
PDIP-E93-500	86,4	10,21	39269097	08434868033771

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

INSULAB SL