

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø90 mm Polystyrene Petri dishes

Description : Packed in a bag of 20/23 units, aseptic or sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-09N-500	89,5	15,2	16,3	aseptic, without vents	500
PDIP-E9N-500	89,5	15,2	16,3	sterile, without vents	500
PDIP-090-500	88,8	15,0	16,3	aseptic, with 3 vents	500
PDIP-E90-500	88,8	15,0	16,3	sterile, with 3 vents	500
PDIP-091-575	88,8	12,8	14,2	aseptic, with 3 vents	575
PDIP-E91-575	88,8	12,8	14,2	sterile, with 3 vents	575

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	82,8	8,865	39269097	08434868033672
PDIP-E9N-500	86,4	9	39269097	08434868033788
PDIP-090-500	86,4	8,174	39269097	08434868033641
PDIP-E90-500	86,4	8,187	39269097	08434868033757
PDIP-091-575	86,4	10,515	39269097	08434868033658
PDIP-E91-575	86,4	10,525	39269097	08434868033764

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INSULAB SL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø90 mm de poliestireno

Descripción : Presentadas en bolsas de 20/23 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-09N-500	89,5	15,2	16,3	sin vientos, aséptica	500
PDIP-E9N-500	89,5	15,2	16,3	sin vientos, estéril	500
PDIP-090-500	88,8	15,0	16,3	con 3 vientos, aséptica	500
PDIP-E90-500	88,8	15,0	16,3	con 3 vientos, estéril	500
PDIP-091-575	88,8	12,8	14,2	con 3 vientos, aséptica	575
PDIP-E91-575	88,8	12,8	14,2	con 3 vientos, estéril	575

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	82,8	8,865	39269097	08434868033672
PDIP-E9N-500	86,4	9	39269097	08434868033788
PDIP-090-500	86,4	8,174	39269097	08434868033641
PDIP-E90-500	86,4	8,187	39269097	08434868033757
PDIP-091-575	86,4	10,515	39269097	08434868033658
PDIP-E91-575	86,4	10,525	39269097	08434868033764

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

INSULAB SL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø90 mm en polystyrène**Description :** Présentée en sachet de 20/23 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-09N-500	89,5	15,2	16,3	sans ergot, aseptique	500
PDIP-E9N-500	89,5	15,2	16,3	sans ergot, stérile	500
PDIP-090-500	88,8	15,0	16,3	avec 3 ergots, aseptique	500
PDIP-E90-500	88,8	15,0	16,3	avec 3 ergots, stérile	500
PDIP-091-575	88,8	12,8	14,2	avec 3 ergots, aseptique	575
PDIP-E91-575	88,8	12,8	14,2	avec 3 ergots, stérile	575

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	82,8	8,865	39269097	08434868033672
PDIP-E9N-500	86,4	9	39269097	08434868033788
PDIP-090-500	86,4	8,174	39269097	08434868033641
PDIP-E90-500	86,4	8,187	39269097	08434868033757
PDIP-091-575	86,4	10,515	39269097	08434868033658
PDIP-E91-575	86,4	10,525	39269097	08434868033764



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INSULAB SL

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø90 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 20/23 pz aseptici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-09N-500	89,5	15,2	16,3	non ventilata, aseptica	500
PDIP-E9N-500	89,5	15,2	16,3	non ventilata, sterile	500
PDIP-090-500	88,8	15,0	16,3	ventilata con 3 tacche di aerazione, aseptica	500
PDIP-E90-500	88,8	15,0	16,3	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	500
PDIP-091-575	88,8	12,8	14,2	ventilata con 3 tacche di aerazione, aseptica	575
PDIP-E91-575	88,8	12,8	14,2	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	575

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-09N-500	82,8	8,865	39269097	08434868033672
PDIP-E9N-500	86,4	9	39269097	08434868033788
PDIP-090-500	86,4	8,174	39269097	08434868033641
PDIP-E90-500	86,4	8,187	39269097	08434868033757
PDIP-091-575	86,4	10,515	39269097	08434868033658
PDIP-E91-575	86,4	10,525	39269097	08434868033764

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

INSULAB SL