

GENERAL INFORMATION**Product name :** Ø100 mm Polystyrene Petri dishes**Description :** Packed in a bag of 10 units, aseptic or sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)**TECHNICAL DATA**

| reference | Øbase (mm) | hbase (mm) | hwith lid (mm) | type | pcs/pack |
|--------------|------------|------------|----------------|-----------------------|----------|
| PDIP-100-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | aseptic, with 3 vents | 480 |
| PDIP-10E-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | sterile, with 3 vents | 480 |

PACKAGING AND LOGISTICS

| reference | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| PDIP-100-480 | 78,2 | 9,833 | 39269097 | 08434868085534 |
| PDIP-10E-480 | 78,2 | 9,959 | 39269097 | 08434868085541 |

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL PS Polystyrene**

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø100 mm de poliestireno**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds asépticas o estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

| referencia | Øbase(mm) | hbase(mm) | h con tapa (mm) | tipo | unidades por ref. |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| PDIP-100-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | con 3 vientos, aséptica | 480 |
| PDIP-10E-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | con 3 vientos, estéril | 480 |

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| PDIP-100-480 | 78,2 | 9,833 | 39269097 | 08434868085534 |
| PDIP-10E-480 | 78,2 | 9,959 | 39269097 | 08434868085541 |

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø100 mm en polystyrène**Description :** Présentée en sachet de 10 unités aseptiques ou stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

DONNÉES TECHNIQUES

| référence | Øbase (mm) | hbase (mm) | avec couvercle (mm) | type | unités par ref. |
|--------------|------------|------------|---------------------|--------------------------|-----------------|
| PDIP-100-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | avec 3 ergots, aseptique | 480 |
| PDIP-10E-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | avec 3 ergots, stérile | 480 |

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| PDIP-100-480 | 78,2 | 9,833 | 39269097 | 08434868085534 |
| PDIP-10E-480 | 78,2 | 9,959 | 39269097 | 08434868085541 |

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø100 mm**Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz aseptici o radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

| referenza | Øbase (mm) | hbase(mm) | h con coperchio (mm) | tipo | unità per ref. |
|--------------|------------|-----------|----------------------|---|----------------|
| PDIP-100-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | ventilata con 3 tacche di aerazione, aseptica | 480 |
| PDIP-10E-480 | 96,6 | 12,6 | 13,9 | ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile | 480 |

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza | vol (l) | kg | TARIC | GTIN |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| PDIP-100-480 | 78,2 | 9,833 | 39269097 | 08434868085534 |
| PDIP-10E-480 | 78,2 | 9,959 | 39269097 | 08434868085541 |

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C

INSULAB SL