

GENERAL INFORMATION

Product name : Ø120 mm Polystyrene Petri dishes

Description : Packed in a bag of 10 units, sterilized by irradiation. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

TECHNICAL DATA

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
-----------	---------	----	-------	------

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL PS Polystyrene

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Placas de Petri Ø120 mm de poliestireno

Descripción : Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL PS Poliestireno

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Boîte de pétri Ø120 mm en polystyrène

Description : Présentée en sachet de 10 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement ici

DONNÉES TECHNIQUES

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
-----------	---------	----	-------	------

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polystyrène

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø120 mm

Descrizione : Fornita in pacchi da 10 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)

DATI TECNICI

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza

vol (l)

kg

TARIC

GTIN

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE PS Polistirene

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C