

**GENERAL INFORMATION****Product name :** Ø150 mm Polystyrene Petri dishes**Description :** Packed in a bag of 10 units, sterilized by irradiation. Certificate of sterilization (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))**TECHNICAL DATA**

reference	Øbase (mm)	hbase (mm)	hwith lid (mm)	type	pcs/pack
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	sterile, with 3 vents	140

**PACKAGING AND LOGISTICS**

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

**PRODUCT PHOTO****MATERIAL****MATERIAL PS Polystyrene**

Tolerated Temperature Range in Normal Use: from -10 °C to + 70 (80) °C

**INFORMACIÓN GENERAL****Nombre del producto :** Placas de Petri Ø150 mm de poliestireno**Descripción :** Presentadas en bolsas de 10 uds estériles por radiación. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))**DATOS TÉCNICOS**

referencia	Øbase(mm)	hbase(mm)	h con tapa (mm)	tipo	unidades por ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	con 3 vientos, estéril	140

**EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS**

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

**FOTO DEL PRODUCTO****MATERIAL****MATERIAL PS Poliestireno**

Campo de temperaturas comúnmente tolerado: de -10 °C a +70 (80) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Boîte de pétri Ø150 mm en polystyrène

**Description :** Présentée en sachet de 10 unités stériles par irradiation. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øbase (mm)	hbase (mm)	avec couvercle (mm)	type	unités par ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	avec 3 ergots, stérile	140

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

**MATÉRIEL Polystyrène**

Echelle de température généralement tolérée : de -10 °C à 70 (80) °C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Piastre di Petri in polistirene Ø150 mm****Descrizione :** Fornita in pacchi da 10 pz radiosterilizzati. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATI TECNICI

referenza	Øbase (mm)	hbase(mm)	h con coperchio (mm)	tipo	unità per ref.
PDIP-15E-140	144,3	17,3	19,1	ventilata con 3 tacche di aerazione, sterile	140

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PDIP-15E-140	77,88	8,6	39269097	08434868033726

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

**MATERIALE PS Polistirene**

Range di temperatura solitamente tollerato: da -20 °C a +70 (80) °C